



1 Lichtleitkabel

- Aktiv verschmolzene Glasfasern am Lichteintritt, dadurch hoch Temperaturfest und höhere Lichttransmission
- Hygienisch einwandfrei durch innenliegenden Knickschutz und der Ausführung aller Metallteile in Edelstahl
- Universell anpassbar durch Adaptersystem und unterschiedliche Längen und Durchmesser
- Made in Germany
- Kompatibel zu Karl Storz

Maße (Ø x Länge) [mm]	Farbe Kabel	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
3,5 x 2.300	grau	1	00-22330-40	8M80203523
4,8 x 2.500	grau	1	00-22230-45	8M80204825
4,8 x 3.000	grau	1	00-22230-50	8M80204830
3,5 x 3.000	grau	1	00-22330-50	8M80203530
3,5 x 1.800	grau	1	00-22330-30	8M80203518
2,5 x 2.300	grau	1	00-22430-40	8M80202523
2,5 x 1.800	grau	1	00-22430-30	8M80202518
3,5 x 3.000	rot	1	00-22330-50/rot	8M80223530
4,8 x 3.000	blau	1	00-22230-50/blau	8M80214830
4,8 x 4.000	schwarz	1	00-22230-60/schwarz	8M80234840
4,8 x 3.000	gelb	1	00-22230-50/gelb	8M80244830

