


medimex-Sortiment
AEMP und Medikal



medimex 



Sehr geehrte Damen und Herren,

die medimex GmbH – Partner starker Marken – bietet seit fast 50 Jahren exklusive Produkte für den OP-Bereich an.

Zur Ergänzung unseres Produktspektrums haben wir unsere eigene medimex Produktlinie entwickelt.
Ein qualitativ hochwertiges Eigenmarkenportfolio zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Produkte für die AEMP und den Medikal-Bereich.

Besuchen Sie unsere Homepage www.medimex.de, um unser Gesamtsortiment kennen zu lernen.

Bestell- und Preisankünfte erhalten Sie über einen unserer Fachhandelspartner oder über unseren Kundenservice unter:

fon: +49.6431.7302.300
mail: kontakt@medimex.de

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr medimex-Team

medimex-Sortiment AEMP im Überblick

Sterilgutverpackungen	8 – 28
Klarsichtschlauch	
Klarsichtbeutel	
Krepp-Papier	
Bogenverpackung	
Vlies	
Tray-Liner	
Klebeband	
<hr/>	
Dokumentation / Kennzeichnung / Beschriftung	29 – 34
Siebkorbanhänger	
Klemmschilder aus Edelstahl	
Endlos-Doppel-Etiketten mit Dampfindikator	
Einzeletiketten mit Dampfindikator	
Einzeletiketten mit Info Aufdruck	
Siebkontrollkarte mit Prozessindikator	
<hr/>	
Qualitätssicherung	35 – 36
Bowie + Dick Einmal Testpaket	
Dampf-Indikatorstreifen Duo	
<hr/>	
OP-Bedarf	37
Einmal-Knopfkanüle	
<hr/>	
Reinigung und Pflege	38 – 39
Silikonspray	
Reinigungsbürsten	

medimex-Sortiment Medikal im Überblick

Stationsbedarf	41 – 84
Venenstauer	
Holzmundspatel	
Schnabelbecher	
Einnehmelöffel	
Med-Becher	
Medikamentendispenser	
Medikamententablett	
Einmal-Zahnbürsten	
Zahnprothesenbehälter	
Einmal-Rasierer	
Feuchte Waschhandschuhe und -hauben	
Waschhandschuhe	
Urinflasche für Männer	
Urinflaschenhalter	
Tragetasche	
Einmal-Nierenschalen aus Pappe	
Auffangbeutel	
Besucherkittel	
Schutzkittel	
Einmal-PE-Schürze	
Überziehschuhe	
Medizinalrolle	
Trageschutzlaken	
Diagnostikleuchte	
Fadenmesser	
Mehrfach-Kalt-Warm-Kompressen	
Laborbecher	
Urinbecher	
Ultraschallgel	
Elektrodenkontaktspray	
Elektrodenkontaktgel	
Elektrodencreme	
Bettenabdeckungen	

OP-Bedarf	85 – 87
Patientenhalter	
Einmal-Zahnschutz	
Einmal-Handwaschbürste	



medimex-Sortiment AEMP



medimex Klarsichtschauch ohne Seitenfalte



medimex Klarsichtschauch ohne Seitenfalte

Sterilisationsverpackung nach ISO 11607-1, EN 868.

- *transparenter Multilayer Co-Polymerfilm*
- *heißsiegelbar*
- *mit Dampf- und Formaldehydprozessindikator*
- *Prozessindikatoren ISO 11140-1 zertifiziert, Wasserbasis, nicht toxisch*
- *markierte Peelrichtung für sauberes, faserfreies Peelverhalten*
- *Länge: 200 m*

1	Breite [mm]	Rolle/VE	Art.-Nr.
	50,0	1	8M50420050
	75,00	1	8M50420075
	100,0	1	8M50420100
	120,0	1	8M50420120
	150,0	1	8M50420150
	200,0	1	8M50420200
	250,0	1	8M50420250
	300,0	1	8M50420300
	350,0	1	8M50420350
	400,0	1	8M50420400

medimex Klarsichtschauch mit Seitenfalte

1



medimex Klarsichtschauch mit Seitenfalte

Sterilisationsverpackung nach ISO 11607-1, EN 868.

- transparenter Multilayer Co-Polymerfilm
- heißsiegelbar
- mit Dampf- und Formaldehydprozessindikator
- Prozessindikatoren ISO 11140-1 zertifiziert, Wasserbasis, nicht toxisch
- markierte Peelrichtung für sauberes, faserfreies Peelverhalten
- Länge: 100 m

1

Maße (B x H) [mm]	Rolle/VE	Art.-Nr.
75,0 x 25,0	1	8M50421075
100,0 x 50,0	1	8M50421100
150,0 x 50,0	1	8M50421150
200,0 x 55,0	1	8M50421200
250,0 x 50,0	1	8M50421250
300,0 x 50,0	1	8M50421300
350,0 x 80,0	1	8M50421350
400,0 x 80,0	1	8M50421400

medimex Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte

1



medimex Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte

Sterilisationsverpackung nach ISO 11607-1, EN 868.

- transparenter Multilayer Co-Polymerfilm
- heißsiegelbar
- mit Dampf- und Formaldehydprozessindikator
- Prozessindikatoren ISO 11140-1 zertifiziert, Wasserbasis, nicht toxisch
- markierte Peelrichtung für sauberes, faserfreies Peelverhalten

1

Maße (B x L) [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.	Maße (B x L) [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.
50,0 x 200,0	1.000	8M50425001	150,0 x 200,0	1.000	8M50425025
50,0 x 250,0	1.000	8M50425002	150,0 x 250,0	1.000	8M50425026
75,0 x 150,0	1.000	8M50425005	150,0 x 270,0	1.000	8M50425027
75,0 x 200,0	1.000	8M50425006	150,0 x 300,0	1.000	8M50425028
75,0 x 250,0	1.000	8M50425007	150,0 x 350,0	1.000	8M50425029
75,0 x 270,0	1.000	8M50425008	150,0 x 400,0	1.000	8M50425030
75,0 x 300,0	1.000	8M50425009	150,0 x 520,0	1.000	8M50425031
100,0 x 150,0	1.000	8M50425010	160,0 x 580,0	1.000	8M50425035
100,0 x 200,0	1.000	8M50425011	200,0 x 270,0	1.000	8M50425040
100,0 x 270,0	1.000	8M50425012	200,0 x 600,0	1.000	8M50425042
100,0 x 300,0	1.000	8M50425013	210,0 x 400,0	1.000	8M50425045
100,0 x 350,0	1.000	8M50425014	250,0 x 400,0	1.000	8M50425051
100,0 x 400,0	1.000	8M50425015	250,0 x 500,0	1.000	8M50425052
100,0 x 500,0	1.000	8M50425016	270,0 x 350,0	1.000	8M50425055
100,0 x 600,0	1.000	8M50425017	270,0 x 450,0	1.000	8M50425056
120,0 x 250,0	1.000	8M50425020	300,0 x 570,0	1.000	8M50425060
120,0 x 300,0	1.000	8M50425021	350,0 x 500,0	1.000	8M50425065
120,0 x 400,0	1.000	8M50425022	420,0 x 500,0	1.000	8M50425070
			420,0 x 600,0	1.000	8M50425072

medimex Klarsichtbeutel mit Seitenfalte



medimex Klarsichtbeutel mit Seitenfalte

Sterilisationsverpackung nach ISO 11607-1, EN 868.

- *transparenter Multilayer Co-Polymerfilm*
- *heißsiegelbar*
- *mit Dampf- und Formaldehydprozessindikator*
- *Prozessindikatoren ISO 11140-1 zertifiziert, Wasserbasis, nicht toxisch*
- *markierte Peelrichtung für sauberes, faserfreies Peelverhalten*

1	Maße (B x H x L) [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	75,0 x 50,0 x 250,0	1.000	8M50426080
	100,0 x 50,0 x 300,0	1.000	8M50426082
	150,0 x 50,0 x 280,0	1.000	8M50426084
	150,0 x 50,0 x 390,0	1.000	8M50426086
	150,0 x 50,0 x 450,0	1.000	8M50426088
	200,0 x 55,0 x 390,0	500	8M50426090
	200,0 x 55,0 x 500,0	500	8M50426092
	250,0 x 65,0 x 490,0	500	8M50426094
	300,0 x 80,0 x 550,0	500	8M50426096

medimex Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte

1



medimex Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte

Aus Vlies und Folie nach ISO 11607-1.

- *transparenter Multilayer Co-Polymerfilm*
- *heißsiegelbar*
- *Prozessindikatoren ISO 11140-1 zertifiziert, Wasserbasis, nicht toxisch*
- *Vlies 60 g/m²*
- *markierte Peelrichtung für sauberes, faserfreies Peelverhalten*

1

Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
30,0 x 50,0	500	8M50481001
30,0 x 60,0	500	8M50481002
50,0 x 60,0	500	8M50481003
40,0 x 55,0	500	8M50481004

medimex Klarsichtbeutel, selbstklebend, ohne Seitenfalte

1




medimex Klarsichtbeutel, selbstklebend, ohne Seitenfalte
Papier-Folien-Kombination

- mit selbstklebendem Haftverschluss
- mit Indikator für Dampf- und Gassterilisation
- markierte Peelrichtung für sauberes, faserfreies Peelverhalten
- Prozessindikatoren ISO 11140-1 zertifiziert, Wasserbasis, nicht toxisch

1

Maße (B x L) [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.
75 x 250	200	8M50428001
90 x 230	200	8M50428005
130 x 250	200	8M50428010
130 x 360	200	8M50428015
190 x 340	200	8M50428020
300 x 400	200	8M50428025

Krepp-Papier, 60 g/m²



Krepp-Papier, 60 g/m², weiß und grün

Wirtschaftliche Bogenverpackung aus Krepp mit guter Drapierfähigkeit. Leichte Instrumente und Sets lassen sich ideal mit dem Krepp-Papier verpacken.

- 100 % zellstoffbasiertes medizinisches Papier
- Grammatur: 60 g/m²
- geeignet für Dampf-, Gas- und Strahlensterilisation
- beständig gegenüber den Beanspruchungen der Sterilisierungszyklen
- stark wasserabweisend
- anwendungsfreundliches Material
- Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009

1 Krepp-Papier, 60 g/m², weiß


Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
weiß ■	40,0 x 40,0	500	8M50430040
weiß ■	50,0 x 50,0	500	8M50430050
weiß ■	60,0 x 60,0	750	8M50430060
weiß ■	75,0 x 75,0	250	8M50430075
weiß ■	90,0 x 90,0	250	8M50430090
weiß ■	100,0 x 100,0	250	8M50430100
weiß ■	120,0 x 120,0	125	8M50430120

Krepp-Papier, 60 g/m², grün

Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
grün ■	40,0 x 40,0	500	8M50431040
grün ■	50,0 x 50,0	500	8M50431050
grün ■	60,0 x 60,0	500	8M50431060
grün ■	75,0 x 75,0	250	8M50431075
grün ■	90,0 x 90,0	250	8M50431090
grün ■	100,0 x 100,0	250	8M50431100
grün ■	120,0 x 120,0	125	8M50431120

Soft Krepp-Papier, 60 g/m²




1



Soft Krepp-Papier, 60 g/m², grün


Weiches und flexibles Softkreppmaterial bietet zusätzlichen Komfort in der Drapierfähigkeit und vereinfacht den Verpackungsprozess.

- 100 % zellstoffbasiertes medizinisches Papier
- Grammatur: 60 g/m²
- geeignet für Dampf-, Gas- und Strahlensterilisation
- beständig gegenüber den Beanspruchungen der Sterilisierungszyklen
- stark wasserabweisend
- anwendungsfreundliches Material
- Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün 	75,0 x 75,0	250	8M50432075
	grün 	100,0 x 100,0	250	8M50432100
	grün 	120,0 x 120,0	125	8M50432120

Vlies, 52 g/m²

1



Vlies, 52 g/m², blau


Stellt die universelle Verpackungslösung in der zentralen Sterilgutversorgung dar.

- besteht aus Zellulose- und Synthefasern
- Grammatur: 52 g/m²
- geeignet für Dampf-, Gas- und Strahlensterilisation
- außerordentliche Stabilität: Hohe Streck- und Reißfestigkeit
- fusselfrei und nicht toxisch
- wasser- und alkoholabweisend
- schwer entflammbar
- ideale Luftdurchlässigkeit
- außerordentlich sanft
- hervorragende Geschmeidigkeit
- umweltfreundliches und biologisch abbaubares Material
- Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	blau ■	50,0 x 50,0	500	8M50433050
	blau ■	60,0 x 60,0	500	8M50433060
	blau ■	75,0 x 75,0	200	8M50433075
	blau ■	90,0 x 90,0	200	8M50433090
	blau ■	100,0 x 100,0	200	8M50433100
	blau ■	120,0 x 120,0	100	8M50433120
	blau ■	120,0 x 140,0	100	8M50433125
	blau ■	130,0 x 150,0	100	8M50433130
	blau ■	140,0 x 140,0	100	8M50433140
	blau ■	150,0 x 190,0	100	8M50433150

Vlies, 52 g/m²

1




Vlies, 52 g/m², grün

Stellt die universelle Verpackungslösung in der zentralen Sterilgutversorgung dar.

- besteht aus Zellulose- und Synthesefasern
- Grammatur: 52 g/m²
- geeignet für Dampf-, Gas- und Strahlensterilisation
- außerordentliche Stabilität: Hohe Streck- und Reißfestigkeit
- fusselfrei und nicht toxisch
- wasser- und alkoholabweisend
- schwer entflammbar
- ideale Luftdurchlässigkeit
- außerordentlich sanft
- hervorragende Geschmeidigkeit
- umweltfreundliches und biologisch abbaubares Material
- Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün	60,0 x 60,0	500	8M50434060
	grün	75,0 x 75,0	200	8M50434075
	grün	90,0 x 90,0	200	8M50434090
	grün	100,0 x 100,0	200	8M50434100
	grün	120,0 x 120,0	100	8M50434120

Vlies, 59 g/m²



Vlies, 59 g/m², blau


Stellt die universelle Verpackungslösung in der zentralen Sterilgutversorgung dar.

- besteht aus Zellulose- und Synthefasern
- Grammatur: 59 g/m²
- geeignet für Dampf-, Gas- und Strahlensterilisation
- außerordentliche Stabilität: Hohe Streck- und Reißfestigkeit
- fusselfrei und nicht toxisch
- wasser- und alkoholabweisend
- schwer entflammbar
- ideale Luftdurchlässigkeit
- außerordentlich sanft
- hervorragende Geschmeidigkeit
- umweltfreundliches und biologisch abbaubares Material
- Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	blau ■	75,0 x 75,0	100	8M50436075
	blau ■	90,0 x 90,0	100	8M50436090
	blau ■	100,0 x 100,0	100	8M50436100
	blau ■	120,0 x 120,0	100	8M50436120
	blau ■	130,0 x 150,0	100	8M50436150
	blau ■	140,0 x 140,0	100	8M50436140

Vlies Polypropylen SMMMS, 43 g/m²

1



Vlies Polypropylen SMMMS, 43 g/m², blau


Mit 5-lagigen Polypropylen-Fasern und außergewöhnlich flexibel und drapierfähig.

- für alle Bogenverpackungsarten
- Grammatur: 43 g/m²
- besteht aus Synthefasern
- geeignet für Dampf-, Gas- und Plasmasterilisation
- antistatisch
- fusselfrei
- reißfest und sehr widerstandsfähig
- entspricht dem neuesten Stand der Technik
- Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	blau ■	50,0 x 50,0	250	8M50440050
	blau ■	60,0 x 60,0	250	8M50440060
	blau ■	75,0 x 75,0	200	8M50440075
	blau ■	90,0 x 90,0	200	8M50440090
	blau ■	100,0 x 100,0	200	8M50440100
	blau ■	120,0 x 120,0	100	8M50440120
	blau ■	140,0 x 140,0	100	8M50440140

Vlies Polypropylen SMMMS, 50 g/m²

1



Vlies Polypropylen SMMMS, 50 g/m², blau


Mit 5-lagigen Polypropylen-Fasern und außergewöhnlich flexibel und drapierfähig.

- für mittlere und schwerer Instrumentensiebe
- Grammatur: 50 g/m²
- besteht aus Synthefasern
- geeignet für Dampf-, Gas- und Plasmasterilisation
- antistatisch
- fusselfrei
- äußerst reißfest und sehr widerstandsfähig
- entspricht dem neuesten Stand der Technik
- Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	blau ■	75,0 x 75,0	100	8M50442075
	blau ■	90,0 x 90,0	100	8M50442090
	blau ■	100,0 x 100,0	100	8M50442100
	blau ■	120,0 x 120,0	100	8M50442120
	blau ■	140,0 x 140,0	100	8M50442140

Vlies Polypropylen SMMMS, 60 g/m²

1




Vlies Polypropylen SMMMS, 60 g/m², blau

Mit 5-lagigen Polypropylen-Fasern und außergewöhnlich flexibel und drapierfähig.

- für schwere Instrumentensiebe
- Grammatur: 60 g/m²
- besteht aus Synthefasern
- geeignet für Dampf-, Gas- und Plasmasterilisation
- antistatisch
- fusselfrei
- extrem reißfest und sehr widerstandsfähig
- entspricht dem neuesten Stand der Technik
- Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	blau ■	75,0 x 75,0	100	8M50445075
	blau ■	100,0 x 100,0	100	8M50445100
	blau ■	120,0 x 120,0	100	8M50445120

Vlies Polypropylen SMMMS interleaved, 43/43 g/m²




Vlies Polypropylen SMMMS interleaved, blau/grün, 43/43 g/m²

Grüne und blaue Bögen sind abwechselnd gelegt. Dies ermöglicht ein schnelleres Erkennen von Beschädigungen in den Bogenverpackungen. Das Zusammenstellen aus zwei Verpackungseinheiten entfällt.

- zwei Bögen SMMMS 43 g, grün/SMMMS 43 g, blau
- Grammatur: 43/43 g/m²
- geeignet für Dampf-, Gas- und Plasmasterilisation
- zeitsparend
- antistatisch
- fusselfrei
- zweifarbig, grün/blau
- reißfest und sehr widerstandsfähig
- entspricht dem neuesten Stand der Technik
- Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün/ blau	75,0 x 75,0	200	8M50450075
	grün/ blau	100,0 x 100,0	200	8M50450100
	grün/ blau	120,0 x 120,0	100	8M50450120
	grün/ blau	140,0 x 140,0	100	8M50450140

Vlies interleaved, 52/52 g/m²




Vlies interleaved, blau/grün, 52/52 g/m²

Bestehend aus zwei Bögen Soft-Vlies. Das Zusammenstellen aus zwei Verpackungseinheiten entfällt.

- zwei Bögen Soft-Vlies 52 g/m², grün/blau
- Grammatur: 52/52 g/m²
- besteht aus Zellulose- und Synthefasern
- geeignet für Dampf-, Gas- und Strahlensterilisation
- außerordentliche Stabilität: Hohe Streck- und Reißfestigkeit
- fusselfrei und nicht toxisch
- wasser- und alkoholabweisend
- zweifarbig, grün/blau
- schwer entflammbar
- ideale Luftdurchlässigkeit
- außerordentlich sanft
- hervorragende Geschmeidigkeit
- umweltfreundliches und biologisch abbaubares Material
- Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün/ blau	75,0 x 75,0	200	8M50455075
	grün/ blau	100,0 x 100,0	200	8M50455100
	grün/ blau	120,0 x 120,0	100	8M50455120

Vlies Polypropylen SMMMS DUO, 43 g/m²



Vlies Polypropylen SMMMS DUO, blau/grün, 43 g/m²

Besteht aus zwei Bögen SMMMS Vlies. Mit 5-lagigen Polypropylen-Fasern und außergewöhnlich flexibel und drapierfähig. Mit seinen zwei thermisch verbundenen Vliesschichten sorgt diese für eine zweilagige Verpackung in nur einem Schritt. Dies führt zu einer erheblichen Zeiteinsparung sowohl beim Verpacken, als auch beim Öffnen der Pakete. Die zweifarbigen Lagen sorgen zusätzlich für eine optische Erkennung von Beschädigungen.

- *Grammatur: 43 g/m²*
- *geeignet für Dampf-, Gas- und Plasmasterilisation*
- *antistatisch*
- *fusselfrei*
- *reißfest und sehr widerstandsfähig*
- *zweifarbige, grün/blau*
- *entspricht dem neuesten Stand der Technik*
- *Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009*

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün/ blau	60,0 x 60,0	150	8M50460060
	grün/ blau	75,0 x 75,0	75	8M50460075
	grün/ blau	90,0 x 90,0	50	8M50460090
	grün/ blau	100,0 x 100,0	50	8M50460100
	grün/ blau	120,0 x 120,0	50	8M50460120
	grün/ blau	140,0 x 140,0	25	8M50460140

Vlies Polypropylen SMMMS DUO, 50 g/m²




Vlies Polypropylen SMMMS DUO, blau/grün, 50 g/m²

Besteht aus zwei Bögen SMMMS Vlies. Mit 5-lagigen Polypropylen-Fasern und außergewöhnlich flexibel und drapierfähig. Mit seinen zwei thermisch verbundenen Vliesschichten sorgt diese für eine zweilagige Verpackung in nur einem Schritt. Dies führt zu einer erheblichen Zeiteinsparung sowohl beim Verpacken, als auch beim Öffnen der Pakete. Die zweifarbigen Lagen sorgen zusätzlich für eine optische Erkennung von Beschädigungen.

- *Grammatur: 50 g/m²*
- *geeignet für Dampf-, Gas- und Plasmasterilisation*
- *antistatisch*
- *fusselfrei*
- *reißfest und sehr widerstandsfähig*
- *zweifarbige, grün/blau*
- *entspricht dem neuesten Stand der Technik*
- *Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009*

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün/ blau	75,0 x 75,0	50	8M50446075
	grün/ blau	90,0 x 90,0	50	8M50446090
	grün/ blau	100,0 x 100,0	50	8M50446100
	grün/ blau	120,0 x 120,0	50	8M50446120

Vlies Polypropylen SMMMS DUO, 60 g/m²




Vlies Polypropylen SMMMS DUO, blau/grün, 60 g/m²

Besteht jeweils aus zwei Bögen SMMMS Vlies. Mit 5-lagigen Polypropylen-Fasern und außergewöhnlich flexibel und drapierfähig. Mit seinen zwei thermisch verbundenen Vliesschichten sorgt diese für eine zweilagige Verpackung in nur einem Schritt. Dies führt zu einer erheblichen Zeiteinsparung sowohl beim Verpacken, als auch beim öffnen der Pakete. Die zweifarbigen Lagen sorgen zusätzlich für eine optische Erkennung von Beschädigungen.

- *Grammatur: 60 g/m²*
- *geeignet für Dampf-, Gas- und Plasmasterilisation*
- *antistatisch*
- *fusselfrei*
- *extrem reißfest und sehr widerstandsfähig*
- *zweifarbige, grün/blau*
- *entspricht dem neuesten Stand der Technik*
- *Sterilisationsverpackung nach EN ISO 11607-1:2009 & EN 868-2:2009*

1	Farbe	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün/ blau	75,0 x 75,0	50	8M50463075
	grün/ blau	100,0 x 100,0	50	8M50463100
	grün/ blau	120,0 x 120,0	25	8M50463120
	grün/ blau	140,0 x 140,0	25	8M50463140

Tray-Liner



Tray-Liner

Werden in Instrumentensiebe eingelegt und überschüssige Flüssigkeit, die während dem Sterilisationsprozess entsteht, wird aufgenommen.

- geeignet für Dampf-, Gas- und Strahlensterilisation
- saugfähig
- zur Einlage in Instrumentensiebe

1

Tray-Liner aus Zellulosefasern, 80 g/m²


Farbe	Absorption	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
weiß	normal	25,0 x 25,0	1.400	8M50465025
weiß	normal	25,0 x 30,0	1.000	8M50465027
weiß	normal	30,0 x 50,0	700	8M50465030

2

Saugeinlagen aus absorbierendem Nassvlies, 72 g/m²

Farbe	Absorption	Maße (B x L) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
blau	sehr hoch, 430 %	30,0 x 25,0	1.000	8M50465041
blau	sehr hoch, 430 %	30,0 x 50,0	250	8M50465042
blau	sehr hoch, 430 %	40,0 x 50,0	250	8M50465044
blau	sehr hoch, 430 %	40,0 x 60,0	500	8M50465043

medimex Klebebänder



medimex Klebebänder

Verschiedene Ausführungen mit und ohne Indikator.

• Länge: 50 m

1	Ausführung	Breite [mm]	Rolle/VE	Art.-Nr.
	mit Dampfindikator	19,0	1	8M50471001
	mit Dampfindikator	25,0	1	8M50471002
	mit EO Indikator	19,0	1	8M50471003

2	Ausführung	Breite [mm]	Rolle/VE	Art.-Nr.
	ohne Indikator	19,0	1	8M50471005

medimex Siebkorbanhänger



medimex Siebkorbanhänger aus Kunststoff

- hitzebeständig bis 134 °C
- in den Maßen 236 x 50 mm und 160 x 35 mm
- unbedruckt


1 medimex Siebkorbanhänger, Maße 236 x 50 mm

Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
weiß	250	8M50476030
blau	250	8M50476031
grün	250	8M50476032
rot	250	8M50476033
gelb	250	8M50476034
orange	250	8M50476035

2 medimex Siebkorbanhänger mini, Maße 160 x 35 mm

Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
weiß	250	8M50476040
blau	250	8M50476041
grün	250	8M50476042
rot	250	8M50476043
gelb	250	8M50476044
braun	250	8M50476045
schwarz	250	8M50476046

medimex Klemmschilder aus Edelstahl



medimex Klemmschilder aus Edelstahl für Siebkörbe

- hitzebeständig
- dauerhaft verwendbar

1	Maße (B x H) [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	55,0 x 30,0	25	8M50478131

2	Maße (B x H) [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	70,0 x 30,0	25	8M50478132

3	Maße (B x H) [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	90,0 x 30,0	25	8M50478134

medimex Endlos-Doppel-Etiketten mit Dampfndikator



medimex Endlos-Doppel-Etiketten mit Dampfndikator

Prozessindikator für die Dampfsterilisation nach EN ISO 11140-1 Class 1.

- außen gewickelt
- 2-fach selbstklebend
- Rollenbreite: 70 mm
- Rollenlänge: 80 m
- Farbumschlag: Rot nach grün (sterilisiert)
- für Schneidwerkzeug
- mit Spezialkleber, um Verschmutzungen am Schneidmesser der Etikettendrucker zu minimieren

1	Ausführung	Kern-Ø [mm]	Rolle/VE	Art.-Nr.
	normal klebend	50,0	1	8M50489100
	normal klebend	76,0	1	8M50489102
	stark klebend	50,0	1	8M50489103

medimex Einzeletiketten mit Dampfindikator



medimex Einzeletiketten mit Dampfindikator

Prozessindikator für die Dampfsterilisation nach EN ISO 11140-1 Class 1.

- außen gewickelt
- 2-fach selbstklebend
- Abreißperforation zwischen jedem Etikett
- Kerndurchmesser: 40 mm
- Farbumschlag: Rot nach grün (sterilisiert)
- Rolle à 1.000 Etiketten

1	Ausführung	Maße Etikett (B x H) [mm]	Rollenbreite [mm]	Rolle/VE	Art.-Nr.
	ohne rote Farbecke	57,0 x 40,0	60,0	1	8M50489106

2	Ausführung	Maße Etikett (B x H) [mm]	Rollenbreite [mm]	Rolle/VE	Art.-Nr.
	mit roter Farbecke	60,0 x 33,0	64,0	1	8M50489109

medimex Einzeletikett mit Info Aufdruck



medimex Einzeletikett mit Info Aufdruck

- Farbe: Rot
- Aufdruck: Gereinigt + thermisch desinfiziert
Nicht sterilisiert
- innen gewickelt
- einfach selbstklebend
- Format: 40 x 50 mm
- Rollenbreite: 43 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm
- permanent haftend
- nicht sterilisierbar
- Rolle à 1.000 Etiketten

1	Rolle/VE	Art.-Nr.
	1	8M50489120

medimex Siebkontrollkarte mit Prozessindikator



medimex Siebkontrollkarte mit Prozessindikator

Für die Dampfsterilisation nach EN ISO 11140-1 Class 1.

- *Format: 120 x 75 mm*
- *mit Aufdruck: Vorderseite rechts: Datum, Sieb-Nr., Packer-Nr., Fehlende Instrumente
Vorderseite Mitte: Dampfindikator mit Farbumschlag rosa = braun
Vorderseite links: Datum, OP-Saal Uhrzeit, Entsorger, Fehlende Instrumente
Rückseitendruck: „TIME OUT“*

1	Stück/VE	Art.-Nr.
	1.000	8M50475500

medimex Bowie + Dick Einmal-Testpaket



medimex Bowie + Dick Einmal-Testpaket

Für den Gebrauch in Großsterilisatoren.

- nach DIN EN ISO 11140, EN 867
- Testdurchführung erfolgt bei 134 °C und einer Haltezeit von 3,5 Minuten

1	Stück/VE	Art.-Nr.
	20	8M50470001

medimex Dampf-Indikatorstreifen Duo



medimex Dampf-Indikatorstreifen Duo

Dual Strip Indikatorstreifen können für eine ökonomische Verwendung in 2 Streifen geteilt werden.

- mit Dampfindikator Klasse 4
- nach ISO 11140, EN 867
- VE mit 250 x 2 Streifen

1	Maße (B x H) [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	75,0 x 250,0	250	8M50470025

medimex Einmal-Knopfkanüle aus Kunststoff, steril



medimex Einmal-Knopfkanüle aus Kunststoff, steril
Zur topischen Wundspülung.

- *Material: Kunststoff*
- *steril verpackt*

1	Arbeitslänge [mm]	Gesamtlänge [mm]	Innen Ø [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	28,0	50,0	0,9	24	8M50245010
	28,0	50,0	0,9	48	8M50245011
	28,0	50,0	0,9	200	8M50245012
	48,0	70,0	0,9	24	8M50245020
	48,0	70,0	0,9	48	8M50245021
	48,0	70,0	0,9	150	8M50245022
	81,0	103,0	1,0	24	8M50245040
	81,0	103,0	1,0	48	8M50245041
	81,0	103,0	1,0	150	8M50245042

medimex Silikonspray




medimex Silikonspray

Zur Pflege und zum Schutz von metallischen chirurgischen Instrumenten, schmiert alle beweglichen Teile und beugt Rostbildung vor. Zuverlässiges Gleitmittel und Pflege für viele Gummi- und Kunststoffmaterialien.

- *physiologisch unbedenklich*
- *sehr sparsam im Verbrauch*
- *umweltverträglich*
- *Treibgas: Propan-Butan*
- *Inhalt: 500 ml*

1	Stück/VE	Art.-Nr.
	1	8M50481105

medimex Reinigungsbürste



medimex Reinigungsbürste, doppelt

- mit harten Borsten
- wiederverwendbar
- RDG tauglich
- hitzebeständig bis 134 °C
- Gesamtlänge: 175 mm
- Bürstenkopflänge: 25 und 35 mm
- Borstenlänge: 10 mm

1


Farbe	Borstenfarbe	Stück/VE	Art.-Nr.
hellblau	weiß	1	8M50481010



medimex-Sortiment Medikal



medimex Venenstauer classic



medimex Venenstauer classic

Günstiger und dennoch hochwertiger Stauschlauch für das einhändige Stauen bei der Blutentnahme. Wichtiger Bestandteil jeder Erste-Hilfe-Ausrüstung.

- *einfache Bedienung: Verschlusssteil einstecken und Bandende zum Spannen straffziehen. Zum Entspannen die Mulde des Verschlusssteils erneut drücken.*
- *waschbar bis 60 °C*

1	Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
	blau ■	1	8M50100001

medimex Holzmundspatel



medimex Holzmundspatel

Holzmundspatel mit abgerundeten Kanten zur äußeren Anwendung, zur Inspektion der Mundhöhle und des Rachenraumes sowie zum Auftragen von Salben.

- im Spenderkarton

1	Maße (L x B x H) ca. [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	15,0 x 1,8 x 0,15	100	8M50100030

medimex Schnabelbecher



medimex Schnabelbecher

Für Patienten, die in ihrer Motorik oder Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Die kleine Deckelöffnung (4 x 4 mm) eignet sich für die Einnahme von Flüssigkeiten, die große Deckelöffnung (12 x 10 mm) eignet sich besonders für Brei und Smoothies.

- Unterteil bis 200 ml graduiert

1 medimex Schnabelbecher Unterteil

Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
milchig <input type="checkbox"/>	250,0	250	8M50100050

2 medimex Schnabelbecher Oberteil

Farbe	Maße Öffnung [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.
milchig <input type="checkbox"/>	4,0 x 4,0	250	8M50100051
milchig <input type="checkbox"/>	8,0 x 4,0	250	8M50100052

3 medimex Schnabelbecher Oberteil

Farbe	Maße Öffnung [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.
milchig <input type="checkbox"/>	12,0 x 10,0	250	8M50100053

medimex Einnehmelöffel



medimex Einnehmelöffel

Zur genauen Portionierung sowie einfachen und hygienischen Verabreichung von Medikamenten, insbesondere von flüssigen Medikamenten.

- *aus lebensmittelechtem Kunststoff*
- *graduiert*
- *glatte Oberfläche*
- *Einmalgebrauch*

1	Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
	weiß <input type="checkbox"/>	250	8M50101430

Abverkauf



medimex Med-Becher classic plus

Zur Einnahme und Transport von Medikamenten.

- Ausführung mit rundem Rand
- aus Polypropylen
- 30 ml, graduert

1

Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
grün 	4.800	8M50101417

2

Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
gelb 	4.800	8M50101418

medimex Med-Becher classic



medimex Med-Becher classic

Zur Einnahme und zum Transport von Medikamenten.

- aus Polypropylen
- 30 ml, graduiert
- passend dazu: Deckel

1	Farbe	Stück / VE	Art.-Nr.
	natur ■	3.750	8M50101420

2	Farbe	Stück / VE	Art.-Nr.
	rot ■	3.750	8M50101422

3	Farbe	Stück / VE	Art.-Nr.
	blau ■	3.750	8M50101421

4	Farbe	Stück / VE	Art.-Nr.
	grün ■	3.750	8M50101423

5	Farbe	Stück / VE	Art.-Nr.
	gelb ■	3.750	8M50101424

Deckel für medimex Med-Becher classic

6	Farbe	Stück / VE	Art.-Nr.
	weiß ■	3.750	8M50101425

medimex Medikamentendispenser



medimex Medikamentendispenser

Sichert eine saubere Medikamentenaufbewahrung.


- 4 Fächer: Morgen - Mittag - Abend - Nacht
Morning - Noon - Evening - Night
- Dispenser aus Polypropylen (PP)
- transparenter Schiebedeckel aus PVC
- Einmalgebrauch
- mit Blindenschrift
- auf Wunsch mit Logoaufdruck verfügbar



Individueller Logoaufdruck
erhältlich

1	Farbe	Maße (L x B x H) ca. [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	weiß ■	22,5 x 6,0 x 1,5	200	8M50101100
2	Farbe	Maße (L x B x H) ca. [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	blau ■	22,5 x 6,0 x 1,5	200	8M50101101

medimex Medikamentendispenser XL



medimex Medikamentendispenser XL

Sichert eine saubere Medikamentenaufbewahrung.

- **extragroße Fächer:** Morgen - Mittag - Abend - Nacht
Morning - Noon - Evening - Night
- Dispenser aus Polypropylen (PP)
- transparenter Schiebedeckel aus PVC
- Einmalgebrauch
- mit Blindenschrift

1	Farbe	Maße (L x B x H) ca. [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	weiß	22,5 x 8,0 x 1,5	190	8M50101102
2	Farbe	Maße (L x B x H) ca. [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	blau	22,5 x 8,0 x 1,5	190	8M50101103

medimex Medikamententablett




medimex Medikamententablett

Zum sicheren Verteilen von Medikamenten.

- geeignet für alle medimex Medikamentendispenser und medimex Med-Becher
- für 19 Dispenser und 19 Einnahmebecher
- mit Boden
- Lieferung ohne Dispenser und Einnahmebecher

1	Farbe	Maße (L x B x H) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	weiß	44,0 x 34,0 x 1,5	30	8M50101410

medimex Einmal-Zahnbürsten



medimex Einmal-Zahnbürsten

Ideal geeignet für die Zahnpflege in stationären Einrichtungen, vor der zahnärztlichen Behandlung oder für Tagesreisen.

- mit Paste
- einzeln im Polybeutel

1	Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
	blau 	100	8M50102100

medimex Zahnprothesenbehälter



medimex Zahnprothesenbehälter

Zum hygienischen Aufbewahren von Zahnprothesen. Der herausnehmbare Einsatz sichert die gründliche Reinigung bei Verwendung von Reinigungstabletten. Der Schraubdeckel bietet ein Plus an Sicherheit.

- mit Einsatz und Deckel
- Polypropylen
- autoklavierbar bis 134 °C

1	Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
	weiß <input type="checkbox"/>	1	8M50121115


medimex Einmal-Rasierer




medimex Einmal-Rasierer

Ein- oder zweischneidige Rasierer für den Einmalgebrauch. Speziell entwickelt für präoperative Anwendungen.

- mit Klingenschutz und Kamm
- rostfrei
- unsteril



Einschneidig



Zweischneidig

1	Farbe	Ausführung	Stück/VE	Hersteller-ID
	blau	1-schneidig	100	8M50103001
	blau	2-schneidig	100	8M50103002

medimex feuchte Waschhandschuhe classic plus 3D und medimex feuchte Waschhandschuhe classic plus 3D Antibac



medimex feuchte Waschhandschuhe classic plus 3D

Hautpflegende Waschhandschuhe für die tägliche Ganzkörperwäsche ohne Wasser und Seife. Die Haut wird gleichzeitig sanft und hygienisch gereinigt sowie mit Feuchtigkeit versorgt. Ein Nachspülen und Abtrocknen entfällt.

- gewaffelt
- Maße: 15 x 22 cm
- 8 Stück im Softpack
- Antibac: Antibakteriell nach DIN 13727 und DIN 13624

classic plus 3D

Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
weiß <input type="checkbox"/>	8	8M50104020

1 classic plus 3D Antibac

Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
weiß <input type="checkbox"/>	8	8M50104021

medimex feuchte Waschhauben classic und medimex feuchte Waschhauben classic Antibac



medimex feuchte Waschhauben classic

Feuchtwaschhaube zur pflegenden Haarwäsche ohne zusätzliche Verwendung von Wasser und Shampoo.

- Nadelvlies mit PE-Beschichtung
- einzeln verpackt im Softpack
- Antibac: Antibakteriell nach DIN 13727

classic

Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
weiß <input type="checkbox"/>	24	8M50104025

1 classic Antibac

Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
weiß <input type="checkbox"/>	24	8M50104026

medimex Waschhandschuhe eco Molton

1



medimex Waschhandschuhe eco Molton

Hochwertige, trockene Molton Einmal-Waschhandschuhe. Besonders weich und für leicht reizbare und empfindliche Haut geeignet.

- Maße: 15 x 22 cm
- 100 % PES
- ca. 65 g/m²
- ultraschall-verschweißt
- einseitig offen

1

Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
weiß <input type="checkbox"/>	50	8M50104005

medimex Waschhandschuhe classic Molton



medimex Waschhandschuhe classic Molton

Hochwertige, trockene Molton Einmal-Waschhandschuhe. Besonders weich und für leicht reizbare und empfindliche Haut geeignet.

- Maße: 15 x 22 cm
- ca. 75 g/m²
- needle punched
- einseitig offen

1	Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
	weiß <input type="checkbox"/>	50	8M50104002

medimex Waschhandschuhe classic plus 3D

1



medimex Waschhandschuhe classic plus 3D

Hochwertige, trockene Einmal-Waschhandschuhe in gewaffelter Ausführung für noch weicherer und sanfterer Gefühl auf der Haut.

- Maße: 15 x 22 cm
- Spunlaced Vlies
- ca. 70 g/m²
- gewaffelt/geprägt
- einseitig offen

1

Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
weiß <input type="checkbox"/>	50	8M50104010

medimex Urinflasche für Männer



medimex Urinflasche für Männer

Langhals-Urinflasche passend für Urinflaschenhalter.

- Fassungsvermögen 1.000 ml, graduiert
- blauer Deckel aus Polypropylen (PP)

1	Farbe	Ausführung	Stück / VE	Art.-Nr.
	milchig-weiß <input checked="" type="checkbox"/>	Polypropylen (PP) Temperaturbeständig bis 120 °C	1	8M50105150
2	Farbe	Ausführung	Stück / VE	Art.-Nr.
	glasklar <input type="checkbox"/>	Polycarbonat (PC) Autoklavierbar bis 134 °C	1	8M50105152

medimex Urinflaschenhalter



medimex Urinflaschenhalter


Halter für eckige Urinflaschen aus Kunststoff oder Glas.

- zum Anhängen an das Krankenbett
- aus 4 mm dickem Draht mit weißem Kunststoff beschichtet
- Deckel mit kräftiger Kette am Flaschenhalter befestigt

1	Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
	weiß <input type="checkbox"/>	1	8M50105160

medimex Tragetaschen Patienteneigentum

1



medimex Tragetaschen Patienteneigentum

Weißer Kunststofftragetasche mit einseitigem blauem Aufdruck.

- mit Adressfeld zum Beschriften und integrierten Tragegriffen
- Material: LDPE

1	Maße (L x B x H) ca. [mm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	580,0 x 500,0 x 50,0	250	8M50109350
	600,0 x 600,0 x 50,0	250	8M50109351

medimex Einmal-Nierenschalen aus Pappe



medimex Einmal-Nierenschalen aus Pappe

Zur Aufnahme von Erbrochenem, zum Ablegen von benutzten Instrumenten oder operativ entfernter Gewebeteile.

- glatte Oberfläche
- 50 stückweise unterverpackt

1	Maße (L x B x H) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	25,2 x 15,0 x 4,8	300	8M50109001


medimex Auffangbeutel classic



medimex Auffangbeutel classic

Geeignet für den Einsatz im Krankenhaus und der Pflege, z.B. bei Erbrechen und Übelkeit. Der Auffangbeutel bietet sich auch ideal für unterwegs bei Reiseübelkeit an.

- zum Einsatz bei Erbrechen und Übelkeit



Anwendung

1	Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
	weiß <input type="checkbox"/>	25	8M50109010

medimex Besucherkitel classic G




medimex Besucherkitel classic G

Besucherkittel aus umweltfreundlichem und recyclingfähigem PP Vlies, Material atmungsaktiv, bedingt wasserabweisend.

- mit Gummibund
- latexfrei
- ca. 20 g/m²
- zum Binden mit Taillengürtel
- unsteril
- Einmalgebrauch



Mit Gummibund

1	Farbe	Maße (L x B) ca. [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün 	130,0 x 140,0	10	8M50120000


medimex Besucherittel classic T




medimex Besucherittel classic T

Besucherkittel aus umweltfreundlichem und recyclingfähigem PP Vlies, Material atmungsaktiv, bedingt wasserabweisend.

- mit *Trikotbund* für optimalen Handschuhsitz
- *latexfrei*
- *ca. 20 g/m²*
- *zum Binden mit Taillengürtel*
- *unsteril*
- *Einmalgebrauch*



Mit *Trikotbund*

1	Farbe	Maße (L x B) ca. [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	dunkelgrün 	136,0 x 140,0	10	8M50120005

medimex Besucherkitel classic plus G/T



medimex Besucherkitel classic plus G/T

Besucherkitel aus umweltfreundlichem und recyclingfähigem PP Vlies, Material atmungsaktiv, bedingt wasserabweisend.

- mit Gummibund oder Trikotbund für optimalen Handschuhsitz
- latexfrei
- ca. 28 g/m²
- zum Binden mit Taillengürtel
- unsteril
- Einmalgebrauch



Mit Gummibund



Mit Trikotbund

1	Farbe	Ausführung	Maße (L x B) ca. [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün	Gummibund	140,0 x 160,0	10	8M50120010
	grün	Trikotbund	140,0 x 160,0	10	8M50120015

medimex Splash Schutzkittel classic plus T/T KT



Getestet gegen Infektionserreger

medimex Splash Schutzkittel classic plus T/T KT

Polyethylenbeschichtung (PE) im Front- und Armbereich. Die PE-Beschichtung bietet Schutz gegen Flüssigkeiten und ist sehr atmungsaktiv, ideal für lange Tragezeiten in Kontakt mit Flüssigkeiten. Die Rückseite ist aus atmungsaktivem Polypropylen-Vlies (PP) ca. 20 g/m².

- mit Trikotbund für optimalen Handschuhsitz
- latexfrei
- zum Binden mit Taillengürtel
- unsteril
- Einmalgebrauch
- hoch flüssigkeits- und partikelabweisend
- zuverlässige Sicherheitslaminierung im gesamten Front- und Armbereich
- atmungsaktiver Rückenbereich
- geprüft von HygCen Germany GmbH - Akkreditiertes Prüflaboratorium für Hygiene und Medizinprodukte. Geprüft nach DIN EN 14126:2005 inklusive ISO 16603, ISO 16604, EN ISO 22610, EN ISO 22611, EN ISO 22612. Die Anforderungen als Schutzkleidung gegen Infektionserreger werden im Bezug auf die DIN EN 14126:2005 erfüllt.
- Getestet auf Widerstandsfähigkeit gegen Keimpenetration, Penetration mit synthetischem Blut sowie die Penetration mit Bacteriophagen.



Mit Trikotbund

1	Farbe	Ausführung	Grammatur ca. [g/m ²]	Maße (L x B) ca. [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	gelb	Trikotbund	35	138,0 x 138,0	10	8M50120030
	gelb	Trikotbund und Klettverschluss am Nacken	40	140,0 x 160,0	10	8M50120035

medimex Einmal-PE-Schürzen classic plus



medimex Einmal-PE-Schürzen classic plus

Für einfache Pflege- und Hygienebereiche, bietet optimalen Schutz der Kleidung vor Verschmutzung.

- *gehämmert*
- *einzelnd gelegt*
- *Stärke: ca. 20 µ*

1	Farbe	Maße (B x H) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	weiß <input type="checkbox"/>	75,0 x 125,0	100	8M50121170
	weiß <input type="checkbox"/>	75,0 x 140,0	100	8M50121175
	weiß <input type="checkbox"/>	75,0 x 160,0	100	8M50121180

medimex Überziehschuhe



medimex Überziehschuhe

Vielseitig einsetzbar, ob im Labor, in der Klinik oder in der Lebensmittelindustrie. Bietet optimalen Schutz für Personal und Besucher. Der Gummibund am Rand sorgt für einen guten Halt und eignet sich für fast alle Schuhgrößen.

- *Material: CPE gehämmert*
- *leicht rutschhemmend*
- *Einmalgebrauch*

1	Farbe	Maße (L x H) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	blau ■	42,0 x 15,0	100	8M50129025

medimex Medizinalrollen, 2-lagig

1



medimex Medizinalrollen, 2-lagig

Besonders weiches und saugfähiges Material aus reinem Zellstoff.

- 2-lagig
- mikrogeprägt verleimt
- reiner Zellstoff
- Länge: 50 m
- alle 38 cm perforiert

1

Farbe	Breite [cm]	Rolle/VE	Art.-Nr.
weiß <input type="checkbox"/>	39,0	9	8M50140039
weiß <input type="checkbox"/>	50,0	9	8M50140050
weiß <input type="checkbox"/>	55,0	9	8M50140055
weiß <input type="checkbox"/>	59,0	9	8M50140059

medimex Trageschutzlaken




medimex Trageschutzlaken

Dient als Schutz vor Verschmutzungen von Tragen, Liegen oder Betten.

- Farbe: Weiß
- zum Einmalgebrauch
- unsteril

1	Fäden	Maße (B x H) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	8	75,0 x 210,0	100	8M50145730

medimex Diagnostikleuchte



medimex Diagnostikleuchte

Die Diagnostikleuchte ist durch ihr geringes Gewicht und ihre Handlichkeit der ideale Begleiter für Visite, Hausbesuch, Krankentransport und im Rettungsdienst. Die Diagnostiklampe eignet sich aber ebenso als Standardinventar in Praxis und Klinik.

- Lampe und Batterien auswechselbar
- Lieferung inkl. 2 Batterien 1,5 V (AAA)
- Einsatzgebiete: Mund, Rachen, Augen

1	Stück/VE	Art.-Nr.
	1	8M50169195

medimex Fadenmesser



medimex Fadenmesser

Optimal zum Entfernen von Nahtmaterial.

- *ausgezeichneter Schliff*
- *einzel steril eingesiegelt*

1	Länge [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	6,5	100	8M50211000

2	Länge [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	9,0	100	8M50211001

3	Länge [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	11,0	100	8M50211002

medimex Mehrfach-Kalt-Warm-Kompresse



medimex Mehrfach-Kalt-Warm-Kompresse

Zur Heiß- oder Kalttherapie.

- elastisch anschmiegsame Folie mit extrastarken Schweißnähten
- mehrmals verwendbar

1

Farbe	Maße [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
transparent <input type="checkbox"/>	7,5 x 13,0	100	8M50600010
transparent <input type="checkbox"/>	13,0 x 14,0	50	8M50600020
transparent <input type="checkbox"/>	12,0 x 29,0	25	8M50600030
transparent <input type="checkbox"/>	16,0 x 26,0	20	8M50600040
transparent <input type="checkbox"/>	21,0 x 38,0	10	8M50600050
transparent <input type="checkbox"/>	30,0 x 40,0	5	8M50600060
transparent <input type="checkbox"/>	7,5 x 35,0	40	8M50600070
transparent <input type="checkbox"/>	7,5 x 52,0	25	8M50600080

2

Farbe	Maße [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
blau <input checked="" type="checkbox"/>	7,5 x 13,0	100	8M50600011
blau <input checked="" type="checkbox"/>	13,0 x 14,0	50	8M50600021
blau <input checked="" type="checkbox"/>	12,0 x 29,0	25	8M50600031
blau <input checked="" type="checkbox"/>	16,0 x 26,0	20	8M50600041
blau <input checked="" type="checkbox"/>	21,0 x 38,0	10	8M50600051
blau <input checked="" type="checkbox"/>	30,0 x 40,0	5	8M50600061
blau <input checked="" type="checkbox"/>	7,5 x 35,0	40	8M50600071
blau <input checked="" type="checkbox"/>	7,5 x 52,0	25	8M50600081

medimex Laborbecher



medimex Laborbecher

Die Laborbecher sind vielseitig einsetzbar und durch das breite Angebot an verschiedenen Farben auch zur Kennzeichnung von einzelnen Abteilungen möglich.

- *Material: Polystyrol*
- *stapelbar*
- *das Volumen bezieht sich auf das komplette Fassungsvermögen des Bechers*

1	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	weiß ■	150,0	100	8M50700150

2	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	gelb ■	180,0	100	8M50700161

3	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	orange ■	180,0	100	8M50700162

4	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	rot ■	180,0	100	8M50700163

5	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	weinrot ■	180,0	100	8M50700164

Weitere medimex Laborbecher und den passenden Deckel finden Sie auf den nächsten Seiten.

medimex Laborbecher



medimex Laborbecher

Die Laborbecher sind vielseitig einsetzbar und durch das breite Angebot an verschiedenen Farben auch zur Kennzeichnung von einzelnen Abteilungen möglich.

- *Material: Polystyrol*
- *stapelbar*
- *das Volumen bezieht sich auf das komplette Fassungsvermögen des Bechers*

1	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	violett 	180,0	100	8M50700165

2	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	lila 	180,0	100	8M50700166

3	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	rosa 	180,0	100	8M50700167

4	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	pink 	180,0	100	8M50700168

5	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	limette 	180,0	100	8M50700169

Weitere medimex Laborbecher und den passenden Deckel finden Sie auf der nächsten Seite.

medimex Laborbecher



1	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	blau ■	180,0	100	8M50700170

2	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün opak ■	180,0	100	8M50700171

3	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün ■	180,0	100	8M50700172

4	Farbe	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	weiß ■	200,0	100	8M50700210

medimex Deckel für Becher 150/180/200 ml

5	Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
	transparent □	100	8M50700220

medimex Urinbecher



medimex Urinbecher

Urinprobenbecher aus Polypropylen mit praktischem rotem Schnappdeckel.

- *Material: Polypropylen*
- *graduiert bis 100 ml*
- *roter Pressdeckel mit Ausgießöffnung*
- *das Volumen bezieht sich auf das komplette Fassungsvermögen des Bechers*

1	Farbe	Ausführung	Volumen [ml]	Maße (H x Ø) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
	transparent <input type="checkbox"/>	mit Deckel	125,0	7,0 x 6,5	500	8M50700001
	transparent <input type="checkbox"/>	mit Deckel	125,0	7,0 x 6,5	100	8M50700003
	transparent <input type="checkbox"/>	ohne Deckel	125,0	7,0 x 6,5	1.000	8M50700005

2 medimex Ersatzdeckel für Urinbecher

Farbe	Durchmesser (Ø) [cm]	Stück/VE	Art.-Nr.
rot <input checked="" type="checkbox"/>	6,5	500	8M50700006

medimex Urinbecher mit Schraubdeckel



medimex Urinbecher mit Schraubdeckel

Urinprobenbecher aus Polypropylen mit grünem Schraubdeckel.

- *Material: Polypropylen / HDPE*
- *graduiert bis 100 ml*
- *Schreibfeld auf Becher*
- *das Volumen bezieht sich auf das komplette Fassungsvermögen des Bechers*

1	Volumen [ml]	Stück/VE	Art.-Nr.
	125,0	500	8M50700120

medimex Ultraschallgel



medimex Ultraschallgel

Gel für Ultraschall-Anwendungen in der therapeutischen und diagnostischen Medizin

- farblos, geruchlos
- hautschonend, pH-neutral
- höchste Übertragungswerte und beste Kunststoffverträglichkeit
- auf Wasserbasis unter Vakuum hergestellt (deionisiertes Wasser pH7)
- formaldehyd-, fett-, microblasenfrei
- unsteril
- zur äußeren Anwendung
- enthält Alkohol

1	Gebindegröße	Stück/VE	Art.-Nr.
	250 ml-Dispenserflasche	1	8M50170025
	500 ml-Dispenserflasche	1	8M50170050
	1 L-Dispenserflasche	1	8M50170100
	5 L-Kanister	1	8M50170150
	5 L-Cubitainer inkl. Auslaufhahn	1	8M50170155
	10 L-Kanister	1	8M50170170
	10 L-Cubitainer inkl. Auslaufhahn	1	8M50170180

2	Zubehör	Stück/VE	Art.-Nr.
	Pumpe für 5 L-Kanister	1	8M50170185
	Pumpe für 10 L-Kanister	1	8M50170190
	Auslaufhahn für 5 L- und 10 L-Cubitainer	1	8M50170160

medimex Elektrodenkontaktspray



medimex Elektrodenkontaktspray

Kontaktmittel zur Übertragung von elektrischen Impulsen in der therapeutischen und diagnostischen Medizin

- für EKG, EEG und EMG
- hohe elektrische Leitfähigkeit
- hautfreundlich
- auf Wasserbasis hergestellt
- formaldehyd-, fettfrei
- unsteril
- enthält Alkohol

1	Gebindegröße	Stück/VE	Art.-Nr.
	250 ml-Pumpsprayflasche	1	8M50170200
	5 L-Cubitainer	1	8M50170210

2	Zubehör	Stück/VE	Art.-Nr.
	Auslaufhahn für 5 L- und 10 L- Cubitainer	1	8M50170160

medimex Elektrodenkontaktgel



medimex Elektrodenkontaktgel
Für EKG, EEG und Kardioversion

- *hohe elektrische Leitfähigkeit*
- *nicht fettend*
- *transparent*
- *zur äußerlichen Anwendung*

1	Gebindegröße	Stück/VE	Art.-Nr.
	250 ml-Dispenserflasche	1	8M50170196
	5 L-Cubitainer	1	8M50170198

2	Zubehör	Stück/VE	Art.-Nr.
	Auslaufhahn für 5 L- und 10 L- Cubitainer	1	8M50170160

medimex Elektrodencreme



medimex Elektrodencreme
Für EKG, EEG und Kardioversion

- *hohe elektrische Leitfähigkeit*
- *nicht fettend*
- *sparsamer Gebrauch*
- *zur äußerlichen Anwendung*

1	Gebindegröße	Stück/VE	Art.-Nr.
	250 ml-Dispenserflasche	1	8M50170195

medimex Bettenabdeckungen



medimex Bettenabdeckungen

Abdeckhauben für Krankenhausbetten und Nachttische. Für die fachgerechte und hygienische Lagerung des Mobiliars nach der Wiederaufbereitung.

- aus hochfestem HDPE
- Größe: 95 x 320 cm
- transparent
- antistatisch
- 200 Stück auf einer Rolle
- einzeln verpackt im Karton

1

Rolle/VE **Art.-Nr.**

1 Rolle	8M50109016
---------	------------

medimex Patientenhalter



medimex Patientenhalter

Reißfestes Klettband für die sichere Fixierung von Patienten an Hand- und Fußgelenken sowie Unterschenkel.

- aus waschbarem und desinfizierbarem Kunststoffmaterial
- mit Metallring
- gepolstert und ungepolstert lieferbar


1	Beschreibung	Maße (B x H) [cm]	Ausführung	Stück / VE	Art.-Nr.
	für Hand- und Fußgelenk	30,0 x 5,0	gepolstert	1	8M50200300

2	Beschreibung	Maße (B x H) [cm]	Ausführung	Stück / VE	Art.-Nr.
	für Hand- und Fußgelenk	30,0 x 5,0	ungepolstert	1	8M50200305

	Beschreibung	Maße (B x H) [cm]	Ausführung	Stück / VE	Art.-Nr.
	für Unterschenkel	40,0 x 5,0	gepolstert	1	8M50200310

	Beschreibung	Maße (B x H) [cm]	Ausführung	Stück / VE	Art.-Nr.
	für Unterschenkel	40,0 x 5,0	ungepolstert	1	8M50200315

medimex Einmal-Zahnschutz



medimex Einmal-Zahnschutz

Schützt die Zähne vor Verletzungen, erweitert die Wangen und öffnet den Mund. Zähne und Füllungen können nicht am Produkt hängen bleiben.

- *kann nicht in die Luftröhre rutschen*
- *passt zu jeder Mundgröße*
- *springt bei falschem Einsetzen aus dem Mund*
- *schützt die Instrumente*
- *zum Einmalgebrauch*

1	Farbe	Stück/VE	Art.-Nr.
	grün ■	1	8M50300001

medimex Einmal-Handwaschbürste, steril



medimex Einmal-Handwaschbürste, steril

Die sterile Handwaschbürste trägt einen wesentlichen Beitrag zur optimalen, präoperativen Hygienebedingung für Personal und Patienten bei.

- *besonders weicher Bürstenschwamm für Hände, Unterarme und die Haut geeignet*
- *Schürfwunden sollten nur mit einer sterilen Handwaschbürste gereinigt werden, Nägel mit dem separaten Nagelreiniger*
- *keine Mikroverletzungen der Haut, somit Reduzierung einer Infektionsgefahr*
- *steril*
- *40 Bürsten im Spenderkarton*

1	Stück/VE	Art.-Nr.
	40	8M50200200

Alphabetisches Register

A

Auffangbeutel classic 63

B

Bettenabdeckungen 84

Besucherkittel classic G 64

Besucherkittel classic plus G/T 66

Besucherkittel classic T 65

Bowie + Dick Einmal-Testpaket 35

D

Dampf-Indikatorstreifen Duo 36

Diagnostikleuchte 72

E

Einmal-Handwaschbürste, steril 87

Einmal-Knopfkanüle aus Kunststoff, steril 37

Einmal-Nierenschalen aus Pappe 62

Einmal-PE-Schürzen classic plus 68

Einmal-Rasierer 53

Einmal-Zahnbürsten 51

Einmal-Zahnschutz 86

Einnehmelöffel 45

Einzeletikett mit Info Aufdruck 33

Einzeletiketten mit Dampfindikator 32

Elektrodencreme 83

Elektrodenkontaktgel 82

Elektrodenkontaktspray 81

Endlos-Doppel-Etiketten mit Dampfindikator 31

F

Fadenmesser 73

Feuchte Waschhandschuhe classic plus 3D 54

Feuchte Waschhandschuhe classic plus 3D Antibac 54

Feuchte Waschhauben classic 55

Feuchte Waschhauben classic Antibac 55

H

Handwaschbürste, Einmalgebrauch 87

Holzmundspatel 43

K

Kalt-Warm-Kompresse 74

Krepp-Papier, 60 g/m² 14

Krepp-Papier, soft, 60 g/m² 15

Klarsichtbeutel mit Seitenfalte 11

Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte 10, 12

Klarsichtbeutel ohne Seitenfalte, selbstklebend 13

Klarsichtschlauch mit Seitenfalte 9

Klarsichtschlauch ohne Seitenfalte 8

Klebebänder 28

Klemmschilder aus Edelstahl 30

Knopfkanülen aus Kunststoff, Einmalgebrauch 53

L

Laborbecher 75-77

M

Med-Becher classic 47

Med-Becher classic plus 46

Medikamentendispenser 48

Medikamentendispenser XL 49

Medikamententablett 50

Medizinalrollen, 2-lagig 70

Mehrfach-Kalt-Warm-Kompresse 74

N

Nierenschalen aus Pappe, Einmalgebrauch 62

P

Patientenhalter 85

PE-Schürzen, Einmalgebrauch 68

R

Rasierer, Einmalgebrauch 53

Reinigungsbürsten 39

S

Schnabelbecher 44

Siebkontrollkarte mit Prozessindikator 34

Siebkorbanhänger 29

Silikonspray 38

Soft Krepp-Papier, 60 g/m² 15

Splash Schutzkittel classic plus T 67

T

Trageschutzlaken 71

Tragetaschen Patienteneigentum 61

Tray-Liner 27

U

Überziehschuhe	69
Ultraschallgel	80
Urinbecher mit Schnappdeckel	78
Urinbecher mit Schraubdeckel	79
Urinflasche für Männer	59
Urinflaschenhalter	60

V

Venenstauer classic	42
Vlies, 52 g/m ²	16-17
Vlies, 59 g/m ²	18
Vlies interleaved, 52/52 g/m ²	23
Vlies Polypropylen SMMMS, 43 g/m ²	19
Vlies Polypropylen SMMMS, 50 g/m ²	20
Vlies Polypropylen SMMMS, 60 g/m ²	21
Vlies Polypropylen SMMMS DUO, 43 g/m ²	24
Vlies Polypropylen SMMMS DUO, 50 g/m ²	25
Vlies Polypropylen SMMMS DUO, 60 g/m ²	26
Vlies Polypropylen SMMMS Interleaved, 43/43 g/m ²	22

W

Waschhandschuhe classic Molton	57
Waschhandschuhe classic plus 3D	58
Waschhandschuhe eco Molton	56
Waschhandschuhe, feucht	54
Waschhaube, feucht	55

Z

Zahnbürsten, Einmalgebrauch	51
Zahnprothesenbehälter	52
Zahnschutz, Einmalgebrauch	86

Impressum

Herausgeber: medimex GmbH, In den Fritzenstücker 9–11, 65549 Limburg.

Fotos/Quellen: Alle Rechte wurden für den Katalog freigegeben.

Rechtshinweise: Nachdruck und Vervielfältigung dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch medimex GmbH gestattet. Sortimentsänderungen vorbehalten.

Keine Haftung bei Druckfehlern. Bild-, Produkt- und Farbabweichungen vorbehalten. Alle Abbildungen dieses Kataloges geben die abgebildeten Gegenstände zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, spätere technische und sonstige Änderungen behalten wir uns vor.



medimex GmbH
www.medimex.de

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex 