

medimex Indikatorensystem

Reinigung, Desinfektion und Dampfsterilisation

medimex 
www.medimex.de

Qualitätssicherung
aus einem Guss

1



1

medimex Reinigungsindikatoren nach ISO 15883-2 und-5

medimex Reinigungsindikatoren ermöglichen eine präzise Erkennung von Abweichungen wesentlicher Prozessfaktoren, die durch die interne Geräteüberwachung nicht registriert werden. Typische Anwendungsziele umfassen:

- Zuverlässige Entfernung typischer Verschmutzungen
- Thermische Desinfektion mit VE-Wasser
- Trocknung der gereinigten und desinfizierten Medizinprodukte

Reinigungsindikatoren gem. ISO 15883-2 und-5

Ausführung	Maße	Stück/VE	Artikel-Nr.
medimex Reinigungsindikator L	25 x 90 mm	100	8M50480001
medimex Reinigungsindikator Hohlkörper H	10 x 40 mm	100	8M50480002
medimex Reinigungsindikator Hohlkörper H, Starterpaket bestehend aus 100 Indikatoren, 1 Prüfkörper	10 x 40 mm	1 Set	8M50480003
medimex Reinigungsindikator N, inkl. Halterung	28 x 34 mm	100	8M50480004
medimex Reinigungsindikator S	5 x 60 mm	100	8M50480005
medimex Reinigungsindikator Ultraschalltest U	10 x 40 mm	100	8M50480006
medimex Reinigungsindikator Ultraschalltest U, Starterpaket bestehend aus 100 Indikatoren, 1 Prüfkörper	10 x 40 mm	1 Set	8M50480007

medimex 

Qualitätssicherung
aus einem Guss



2 medimex Testsysteme für die Dampfsterilisation gem. ISO 11140 -1 und ISO 11140 -4

Das medimex Indikatorensystem für die Dampfsterilisation zeigt die vollständige Entlüftung und damit die Dampfdurchdringung an.

Die Chargenkontrolle dient der In-Prozess-Kontrolle bei jeder Charge

- Einfache Handhabung
- Robuste Bauweise
- Konstruktiver Aufbau in Anlehnung an Hohlkörper-Instrumente
- Durchführung von Dichtheitsprüfungen
- Langlebige Einsatzzeiten
- Zuverlässige Ergebnisse

Ausführung	Stück/VE	Artikel-Nr.
medimex Bowie Dick Test Prüfkörper	1	8M50480008
medimex Bowie Dick Test Starterpaket bestehend aus 250 Indikatoren, 1 Prüfkörper, 1 Dichtungsring	1	8M50480009
medimex Bowie Dick Test Nachfüllpaket	250	8M50480010
medimex Chargenkontrolle Prüfkörper	1	8M50480011
medimex Chargenkontrolle Starterpaket bestehend aus 250 Indikatoren, 1 Prüfkörper, 1 Dichtungsring	1	8M50480012
medimex Chargenkontrolle Nachfüllpaket	250	8M50480013



Unsere Vertriebspartner:

 **SMS medipool**
www.sms-medipool.de
info@sms-medipool.de

 **bursch**
www.bursch.de
info@bursch.de

 **ChiroMed**
www.chiromed.de
info@chiromed.de