


Perfekte Anpassung an die Anatomie jeder Patientin!

RUMI®II System

Das RUMI®II System ist ideal für alle Arten von laparoskopischen Eingriffen im Beckenbereich geeignet. Dem Chirurgen wird der Zugriff und die Sicht auf die Beckenanatomie um ein Vielfaches erleichtert. Die Manipulation mit dem wiederverwendbaren RUMI®II Uterusmanipulator kann manuell oder mit dem ALLY Uterine Positioning System™ erfolgen. Dank eines breiten Spektrums an Einweg-Spitzen/-Tips zum intrauterinen Gebrauch ermöglicht dieses System eine maximale Flexibilität.

Folgende Positionierungen an der Zervix sind möglich:

- Drehung 140°
- Anteversion 90°
- Retroversion 50°



Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
RUMI®II Handgriff	1	UMH650	8M020056


Koh-Efficient® System

Das Koh-Efficient® System vereint den Koh Cup™ und den Pneumo-Okklusionsballon in einem Produkt. Damit ist ein einfaches Befestigen auf dem RUMI®II Griff, sowie eine schnelle und zielgenaue klinische Positionierung möglich. Die Zervix wird mit dem Cup des Koh-Efficient Systems umschlossen und ermöglicht eine vollständige 140° Drehbewegung. Dieses sterile Einweg-Produkt ist sowohl aus Kunststoff für den Einsatz mit elektrochirurgischen Geräten als auch aus Edelstahl für den Einsatz mit Harmonischem Skalpell und Laser erhältlich. Beide Ausführungen gibt es in vier verschiedenen Größen, wodurch sich das Koh-Efficient System ideal an die Anatomie der Patientin anpassen lässt.



Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Koh-Efficient® Kunststoff 2,5 cm	5	KC-RUMI-25	8M020062
Koh-Efficient® Kunststoff 3,0 cm	5	KC-RUMI-30	8M020063
Koh-Efficient® Kunststoff 3,5 cm	5	KC-RUMI-35	8M020064
Koh-Efficient® Kunststoff 4,0 cm	5	KC-RUMI-40	8M020065


Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Koh-Efficient® Edelstahl 2,5 cm	5	KCS-RUMI-25	8M020091
Koh-Efficient® Edelstahl 3,0 cm	5	KCS-RUMI-30	8M020081
Koh-Efficient® Edelstahl 3,5 cm	5	KCS-RUMI-35	8M020076
Koh-Efficient® Edelstahl 4,0 cm	5	KCS-RUMI-40	8M020092



Advincula Arch™ System

Das wiederverwendbare Advincula Arch™ System stellt eine Alternative zum drehfähigen RUMI®II System dar und ist perfekt für Chirurgen, die das einfache und leichte Design eines Einweg-Manipulators schätzen, jedoch zusätzliche Stabilität wünschen. Es ermöglicht die manuelle Positionierung, aber auch die Manipulation mit dem ALLY Uterine Positioning System™. Das radiale Design gewährt eine einfache Einführung in jedem Winkel und erlaubt eine hervorragende Anteversion/Retroversion für eine bessere Sicht und Kontrolle.

Das Advincula Arch™ System wird mit den gleichen Einweg-Spitzen/-Tips wie das drehbare RUMI®II System verwendet.




Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Advincula Arch™ Handgriff	1	UMH750	8M020074

ArchKoh-Efficient™ System

Das ArchKoh-Efficient™ System ist das Pendant zum Koh-Efficient® System und wurde speziell für das Advincula Arch™ System entwickelt. Es ermöglicht ein schnelles Befestigen und eine optimale Positionierung. Dieses sterile Einweg-Produkt ist wie das Koh-Efficient® System, sowohl aus Kunststoff für den Einsatz mit elektrochirurgischen Geräten als auch aus Edelstahl für den Einsatz mit Harmonischem Skalpell und Laser erhältlich. Durch die vier Größen lässt es sich ideal an die Anatomie der Patientin anpassen.

Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
ArchKoh-Efficient™ Kunststoff 2,5 cm	5	KC-ARCH-25	8M020093
ArchKoh-Efficient™ Kunststoff 3,0 cm	5	KC-ARCH-30	8M020094
ArchKoh-Efficient™ Kunststoff 3,5 cm	5	KC-ARCH-35	8M020095
ArchKoh-Efficient™ Kunststoff 4,0 cm	5	KC-ARCH-40	8M020096

Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
ArchKoh-Efficient™ Edelstahl 2,5 cm	5	KCS-ARCH-25	8M020097
ArchKoh-Efficient™ Edelstahl 3,0 cm	5	KCS-ARCH-30	8M020098
ArchKoh-Efficient™ Edelstahl 3,5 cm	5	KCS-ARCH-35	8M020099
ArchKoh-Efficient™ Edelstahl 4,0 cm	5	KCS-ARCH-40	8M020100



Intrauterine-Tips/-Spitzen

Die Intrauterine-Tips/-Spitzen sind in sechs unterschiedlichen Größen erhältlich und mit dem RUMI®II und AdvinculaArch™ System kompatibel. Sie verfügen über ein weiches und flexibles distales Ende, wodurch sich das Risiko einer Uterusperforation und eines Gewebetraumas vermeiden lässt. Der intrauterine Ballon kann mit Kochsalzlösung befüllt werden und sorgt selbst bei kaudaler Traktion für unübertroffene Langlebigkeit.



Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Tip gelb 5,1 x 3,75 cm	5	UMY514	8M020075
Tip lavendel 1,1 x 6,0 cm	5	UML516	8M020061
Tip weiß 6,7 x 6,0 cm	5	UMW676	8M020060
Tip blau 6,7 x 8,0 cm	5	UMB678	8M020058
Tip grün 6,7 x 10,0 cm	5	UMG670	8M020057
Tip orange 6,7 x 12,0 cm	5	UMO672	8M020059

Sacrocolpoplexie-Tips

Die Platzierung von Netzgewebe während einer Sacrocolpoplexie kann umständlich und zeitraubend sein. Dafür bieten die Sacrocolpoplexie-Tips eine ideale Lösung, da die Vagina angehoben werden kann. Bei konstanter Spannung wird die Gewebemigration während des Anbringens des Netzgewebes minimiert. Die Einweg-Spitzen sind in drei verschiedenen Größen erhältlich. Sie sind kompatibel mit dem RUMI®II und auch AdvinculaArch™ System.

Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Sacrocolpopexy Tip 11,4 x 3,8 cm	3	SACRO-1	8M020111
Sacrocolpopexy Tip 9,0 x 3,2 cm	3	SACRO-1S	8M020108
Sacrocolpopexy Tip 11,4 x 3,8 cm	3	SACRO-1C	8M020112



Advincula Delineator™ System

Das Advincula Delineator™ System ist ein bereits mit dem Koh-Efficient® System ausgestattetes steriles Einweg-Produkt. Der ergonomische Griff liegt bequem in der Hand und wurde speziell für suprazervikale laparoskopische Hysterektomien und totale laparoskopische Hysterektomien entwickelt. Es ist sowohl aus Kunststoff für den Einsatz mit elektrochirurgischen Geräten als auch aus Edelstahl für den Einsatz mit Harmonischem Skalpell und Laser erhältlich. Beide Ausführungen gibt es in vier verschiedenen Größen, wodurch das Advincula Delineator™ System sich perfekt an die Anatomie der Patientin anpassen lässt.



Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Advincula Delineator™ mit Koh-Efficient® Kunststoff 2,5 cm	3	AD750-KE25	8M020127
Advincula Delineator™ mit Koh-Efficient® Kunststoff 3,0 cm	3	AD750-KE30	8M020128
Advincula Delineator™ mit Koh-Efficient® Kunststoff 3,5 cm	3	AD750-KE35	8M020083
Advincula Delineator™ mit Koh-Efficient® Kunststoff 4,0 cm	3	AD750-KE40	8M020129

Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Advincula Delineator™ mit Koh-Efficient® Edelstahl 2,5 cm	3	AD750-KES25	8M020130
Advincula Delineator™ mit Koh-Efficient® Edelstahl 3,0 cm	3	AD750-KES30	8M020131
Advincula Delineator™ mit Koh-Efficient® Edelstahl 3,5 cm	3	AD750-KES35	8M020132
Advincula Delineator™ mit Koh-Efficient® Edelstahl 4,0 cm	3	AD750-KES40	8M020133

Cervical Sizer

Der wiederverwendbare Cervical Sizer ermöglicht basierend auf der Anatomie einer jeden Patientin die Auswahl der geeigneten Koh-Efficient® und ArchKoh-Efficient™ Größe.

Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Cervical Sizer	1	KC-SIZER	8M020082



ALLY Uterine Positioning System™

Das ALLY Uterine Positioning System™ ermöglicht während operativer und diagnostischer GYN-Laparoskopie-Verfahren eine hervorragende Sicht und statische Kontrolle über die Anatomie der Patientin. Es lässt sich am Behandlungs-/OP-Tisch montieren und die Bewegungen werden per Fußschalter gesteuert. Dieses Tischsystem ist ein Must-Have für langwierige chirurgische Eingriffe. Es übt einen kontinuierlichen statischen Druck aus, wie er seitens des OP-Personals nicht möglich ist und sorgt so während chirurgischen Eingriffen für zusätzliche Sicherheit. Durch wiederverwendbare Adapter ist das ALLY Uterine Positioning System™ mit dem RUMI®II und AdvinculaArch™ System kompatibel.



Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
ALLY Uterine Positioning System™ inkl. Fußschalter	1	AU-INT	8M020123
Gerätewagen für UPS	1	AU-CART	8M020125
Adapter Schutzhülle für RUMI®II und Advincula Arch™, steril	20	AU-AD	8M020124
Adapter Schutzhülle für Advincula Delineator™, steril	20	AU-AD-DLNTR	8M020134
Schienenkloben für ALLY UPS (wiederverwendbar)	1	AU-KITF	8M020122



Übersicht

Eingriff	geschätzte Zeit	RUMI®II	Advincula Arch™	Advincula Delineator™	ALLY Priorität	empfohlenes Zubehör
Endometriose Exzision	0,75 – 2,0 h	X	X	-	mittel/ hoch	Tip
Myomektomie	0,5 – 0,75 h	X	X	-	mittel/ hoch	Tip
Oophorektomie	0,5 h	X	X	-	niedrig	Tip
Suprazervikale laparoskopische Hysterektomie	1,0 h	X	X	X	mittel/ hoch	Tip + Koh-Efficient
Totale laparoskopische Hysterektomie	1,0 – 1,5 h	X	X	X	mittel/ hoch	Tip + Koh-Efficient
Sacrocolpopexie	1,5 – 2,0 h	X	X	-	hoch	Sacro Tip
Diagnostik	-	X	X	-	-	Tip

