



Gefäßkatheter und Zubehör





Sehr geehrte Damen und Herren,

die medimex GmbH bietet seit über 50 Jahren exklusive Produkte für den medizinischen Bereich an. Auch in Zukunft wollen wir Ihren Ansprüchen gerecht werden: Durch Innovationen, hochwertige Qualität und vor allem durch kundenorientierten Service. Gemeinsam mit einem Netzwerk kompetenter Kooperationspartner sehen wir uns als Ihren zuverlässigen Begleiter im OP.

Durch kompetente Beratung, Flexibilität und das Engagement unserer Partner im Fachhandel sind Ihre Bedürfnisse bei medimex gut aufgehoben.

In diesem Katalog möchten wir Ihnen unser Produktsortiment über Gefäßkatheter und Zubehör vorstellen.

Besuchen Sie unsere Homepage www.medimex.de, um unser Gesamtsortiment kennen zu lernen.

Bestell- und Preisankünfte erhalten Sie über einen unserer Fachhandelspartner oder über unseren Kundenservice unter:

fon: +49.6431.7302.300
mail: kontakt@medimex.de

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr medimex-Team

Gefäßkatheter und Zubehör



Fogarty® Gefäßkatheter

Arterien Embolektomie Katheter



Arterien Embolektomie Katheter – Langpackung Standard


Der Standard zur arteriellen Thrombemboliektomie.

- farbcodiert

1	Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	EMB	violett	60	2	5	12-060-2FP	345010
	EMB	grün	40	3	5	12-040-3FSP	345130
	EMB	grün	80	3	5	12-080-3FSP	346590
	EMB	weiß	80	5	5	12-080-5FP	345030
	EMB	blau	80	6	5	12-080-6FP	345040
	EMB	gelb	80	7	5	12-080-7FP	345050

Fogarty® Gefäßkatheter

FORTIS™ Arterien Embolektomie Katheter



FORTIS™ Arterien Embolektomie Katheter


Der Fogarty® FORTIS™ Katheter ist speziell zur Anwendung im Femoralbereich gedacht, wenn eine erhöhte Zugkraft bei thrombotischem Verschluss nötig ist.

- verbesserter Schaft durch neues Kunststoffmaterial PEBAX
- erhöhte Dicke des Ballonmaterials (Latex)
- Redesign der Katheterspitze
- farbcodiert

1	Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	EMB	rot/grau 	40	4	5	12-040-4FFP	348840
	EMB	rot/grau 	80	4	5	12-080-4FFP	348830

Fogarty® Gefäßkatheter

Okklusions Katheter



Okklusions Katheter


Zur schnellen und einfachen atraumatischen, temporären Okklusion von Gefäßen mittels Ballonkatheter.

- mit Absperrrventil
- farbcodiert

1	Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	OCC	grün 	40	3	1	62-040-3F	345170
	OCC	rot 	40	4	1	62-040-4F	345340
	OCC	weiß 	40	5	1	62-040-5F	345350
	OCC	braun 	80	8	1	62-080-8/14F	345120
	OCC	braun 	80	8	1	62-080-8/22F	345110

Fogarty® Gefäßkatheter

Venen Thrombektomie Katheter



Venen Thrombektomie Katheter

Zur venösen Thrombektomie, ausgestattet mit extra langer, weicher Spitze. Auch zur temporären Okklusion geeignet.

- mit Absperrventil
- farbcodiert

1

Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
THB	blau 	80	6	1	32-080-6F	345150
THB	braun 	80	8	1	32-080-8F	345180
THB	braun 	80	8	1	32-080-8/10F	345080

Fogarty® Gefäßkatheter

Gallengang Ballon Katheter



Gallengang Ballon Katheter

Zur Entfernung von Steinen und Gallengries aus dem Gallengangssystem sowie zur Durchführung diagnostischer Verfahren.

- farbcodiert

1

Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
BBP	weiß 	23	5	5	41-023-5FP	345090
BBP	weiß 	40	5	5	41-040-5FP	345160
BBP	blau 	23	6	5	41-023-6FP	345100

Fogarty® Gefäßkatheter

Thru-Lumen Embolektomie Katheter



Thru-Lumen Embolektomie Katheter

Der Standard zur gezielten Thrombektomie über einen Führungsdraht. Zusätzlich Irrigation, Kontrastmittelanwendung oder lokale Lyse über die distale Öffnung sowie temporäre Okklusion von Gefäßen.


- mit Absperrventil und Ballonport
- farbcodiert

1

Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
TL/EMB	grün 	40	3	1	12TLW-40-3F	345430
TL/EMB	grün 	80	3	1	12TLW-80-3F	345440
TL/EMB	rot 	40	4	1	12TLW-40-4F	345360
TL/EMB	rot 	80	4	1	12TLW-80-4F	345450
TL/EMB	weiß 	40	5	1	12TLW-40-5F35	345381
TL/EMB	weiß 	80	5	1	12TLW-80-5F35	345391
TL/EMB	blau 	40	6	1	12TLW-40-6F	345400
TL/EMB	blau 	80	6	1	12TLW-80-6F	345410
TL/EMB	gelb 	80	7	1	12TLW-80-7F	345420

Fogarty® Gefäßkatheter

Adherent Clot Katheter



Adherent Clot Katheter


Zum Entfernen von adhärentem, thrombotischem Material aus Arterien oder synthetischen Gefäßprothesen (ePTFE oder Polyester).

- farbcodiert

1	Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	ACC	rot 	80	4	1	140806	345290
	ACC	weiß 	80	5	1	140808	345240
	ACC	blau 	80	6	1	1408010	345250

Fogarty® Gefäßkatheter

Graft Thrombektomie Katheter



Graft Thrombektomie Katheter

Zum Entfernen von robustem, adhärentem, thrombotischem Material aus synthetischen Gefäßprothesen (ePTFE oder Polyester).
Nicht in nativen Gefäßen anwenden!

- farbcodiert

1	Indikationscode	Farbe	Länge [cm]	Kathetergröße (F)	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	GTC	weiß 	50	5	1	16-024-5F	345300
	GTC	blau 	50	6	1	16-024-6F	345310

Fogarty® Hydraclips Klemmen



Fogarty® Hydraclips Klemmen

Sieben verschiedene Ausführungen für die optimale klinische Anwendung mit einer großen Auswahl an Maulteil-Kombinationen.

- CV5020: Periphere Gefäße, Karotis-Endarteriektomie, Oberschenkelarterien-Verfahren oder synthetische Transplantate
- CV5025: Periphere Gefäße, Karotis-Endarteriektomie, Oberschenkel-, Beckenkniekehle-, Profunda- und Nierenarterien Verfahren oder synthetische Transplantate
- CV5030: Aorten- und Hohlvenenverschlüsse oder Magen-Darm-Verfahren
- CV5040: Aorten- und Hohlvenenverschlüsse oder Magen-Darm-Verfahren
- CV5045: Aorten-Kreuzklemme
- CV5050: Aortenaneurysma, Lungen- oder Magen-Darm-Verfahren
- CV5055: Aortenaneurysma, Lungen- oder Magen-Darm-Verfahren


1

Ausführung	Länge Klemmeneinsatz [cm]	Für Maulteillänge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
gerade	16,5	33	1	CV5020	336800
gerade	29,2	61	1	CV5030	336820
gerade	31,1	86	1	CV5055	336856

2

Ausführung	Länge Klemmeneinsatz [cm]	Für Maulteillänge [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
abgewinkelt	11,8	33	1	CV5025	336810
abgewinkelt	22,2	61	1	CV5040	336830
abgewinkelt	21,6	61	1	CV5045	336840
abgewinkelt	23,5	86	1	CV5050	336850

Maulteil-Kombinationen für Fogarty® Gefäßklemmen für Gefäße mit niedrigem Durchfluss




Maulteil-Kombinationen für Gefäße mit niedrigem Durchfluss

Sterile Maulteil-Kombinationen für den Einmalgebrauch.

- **Doppel-Hydrajaw (DHYDRA):**
Das Set aus silikongefüllten Weichgummi-Maulteilen bietet die atraumatischste Alternative für delicate und brüchige Blutgefäße.
- **Doppel-Softjaw (DSOFT):**
Zwei Naturkautschuk-Maulteile mit Luftein-schlüssen für festen und gleichmäßigen Druck zum Abklemmen fibröser Blutgefäße.
- **Safejaw-Hydrajaw (SAFEHY):**
Die weichen Gummipyramiden der beiden Maulteile bieten sanften Halt, um Gefäße mit verkalkten Läsionen abzuklemmen.
- **Safejaw-Softjaw (SAFE):**
Der sanfte Halt des Safejaw-Maulteils sowie der feste Druck des Softjaw-Maulteils geben Sicherheit beim Abklemmen komplizierter, nekrotischer Läsionen.

1	Länge [mm]	Paar/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	33	10	DHYDRA33	348710
	61	10	DHYDRA61	348720
	86	10	DHYDRA86	348730
	33	10	DSOFT33	348740
	61	10	DSOFT61	348750
	86	10	DSOFT86	348760
	33	10	SAFEHY33	348770
	61	10	SAFEHY61	348780
	86	10	SAFEHY86	348790
	33	10	SAFE33	348800
	61	10	SAFE61	348810
	86	10	SAFE86	348820

Maulteil-Kombinationen für Fogarty® Gefäßklemmen für alle Gefäße




Maulteil-Kombinationen für alle Gefäße

Sterile Maulteil-Kombinationen für den Einmalgebrauch.

- *EverGrip (EVERGRIP):*
Das neueste, synthetische Gummimaterial mit
einer weichen Pyramidenoberfläche.

1	Länge [mm]	Paar/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	33	10	Evergrip 33	336941
	61	10	Evergrip 61	336942
	86	10	Evergrip 86	336943

Maulteil-Kombinationen für Fogarty® Gefäßklemmen für Gefäße mit hohem Durchfluss



Maulteil-Kombinationen für Gefäße mit hohem Durchfluss


Sterile Maulteil-Kombinationen für den Einmalgebrauch.

- Hydrajaw-Tractionjaw (HYDRA):**
 Die festen Polymer-Zähne des Tractionjaw-Maulteils und die glatte, weiche Oberfläche des Hydrajaw-Maulteils sorgen für einen festen Griff bei Gefäßen mit gelantinösen Läsionen.
- Softjaw-Tractionjaw (SOFT):**
 Die Kombination aus Softjaw- und Tractionjaw-Maulteilen bietet sichersten Griff bei Gefäßen mit fibrösen Plaques.

1

Länge [mm]	Paar/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
33	10	HYDRA33	336860
61	10	HYDRA61	336870
86	10	HYDRA86	336880
33	10	SOFT33	336920
61	10	SOFT61	336930
86	10	SOFT86	336940

Fogarty® Anlegezange



Fogarty® Anlegezange

Applikator für Federklemmen.

1	Für Maulöffnung [mm]	Stück/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	max. 6	1	CV5110	348650
	max 12	1	CV5111	348651

Federklemmen für Fogarty® Anlegezange




Federklemmen

- **Softjaw-Federclip (CSOFT):**
Doppelte Backen aus natürlichem Weichgummi bieten sanfte und sichere Okklusion, speziell bei zarten und unregelmäßig strukturierten Gefäßen.
- **Safejaw-Federclip (CSAFE):**
Dieser Clip gewährleistet einen sanften Zugriff mit sicherer Hämostase durch die Kombination von Safejaw- und Softjaw-Backen.
- **Doppel-Safejaw-Federclip (CDSAFE):**
Zwei Safejaw-Backen bieten sanfte Traktion für prekäre und brüchige Blutgefäße.
- **Parallelbacken-Federclip (CPARAL):**
Zwei Tractionjaw-Backen aus Hartplastik sorgen für maximale hämostatische Sicherheit.
- **EverClip (EVERCLIP):**
Das neueste, synthetische Gummimaterial mit einer weichen Pyramidenoberfläche.

1

Länge [mm]	Paar/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
6	10	CSOFT6	348620
12	10	CSOFT12	348670
6	10	CSAFE6	348680
6	10	CDSAFE6	348690
6	10	CPARAL6	348600
12	10	CPARAL12	348610
6	10	EVERCLIP6	348655

Federklemmen für Fogarty® Anlegezange



Federklemmen

- **Doppel-Softjaw-Clip (HCDSOFT):**
Die Softjaw-Backen können so eingestellt werden, dass der bestmögliche, gleichmäßige Okklusionsdruck erzielt wird. Anwendungsvorschläge: Kontrollierte, atraumatische Okklusion empfindlicher Gefäße.
- **Single-Softjaw-Clip (HCSOFT):**
Die Kombination von Tractionjaw- und Softjaw-Backen gewährleistet einen festen und doch sanften Zugriff genau dort, wo zusätzliche Traction benötigt wird.

1	Länge [mm]	Paar/VE	Hersteller-ID	Art.-Nr.
	8	10	HCDSOFT8	348640
	10	10	HCSOFT10	348630

Impressum

Herausgeber: medimex GmbH, In den Fritzenstücker 9–11, 65549 Limburg.

Fotos/Quellen: Alle Rechte wurden für den Katalog freigegeben.

Rechtshinweise: Nachdruck und Vervielfältigung dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch medimex GmbH gestattet. Sortimentsänderungen vorbehalten.

Keine Haftung bei Druckfehlern. Bild-, Produkt- und Farbabweichungen vorbehalten. Alle Abbildungen dieses Kataloges geben die abgebildeten Gegenstände zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, spätere technische und sonstige Änderungen behalten wir uns vor.



medimex GmbH
www.medimex.de

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex 