



Veneuze katheter en toebehoren





Geachte,

medimex GmbH biedt al meer dan 50 jaar exclusieve producten aan voor de medische sector. Wij willen ook in de toekomst aan uw eisen voldoen: Door innovaties, hoge kwaliteit en bovenal klantgerichte service. Samen met een netwerk van competente samenwerkingspartners zien wij onszelf als uw betrouwbare begeleider in de operatiekamer.

Dankzij competent advies, flexibiliteit en de inzet van onze partners in de vakhandel zijn uw behoeften bij medimex in goede handen.

In deze catalogus willen wij u ons assortiment veneuze katheters en toebehoren voorstellen.

Bezoek onze homepage www.medimex.de om ons volledige gamma te leren kennen.

Voor bestel- en prijsinformatie kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde handelspartners of met onze klantendienst:

fon: +49.6431.7302.300
mail: kontakt@medimex.de

We kijken uit naar een goede samenwerking met u.

Uw medimex-team

Veneuze katheter en toebehoren



Fogarty® Veneuze katheter

Arteriële embolectomie katheter



Arteriële embolectomie katheter - lange verpakking standaard

De standaard voor arteriële thrombectomie.

- *kleurgecodeerd*

1	Indicatiecode	Kleur	Lengte [cm]	Kathetermaat (F)	Stuks/verpakking	Fabrikant-ID	Artikelnr
	EMB	violet 	60	2	5	12-060-2FP	345010
	EMB	groen 	40	3	5	12-040-3FSP	345130
	EMB	groen 	80	3	5	12-080-3FSP	346590
	EMB	wit 	80	5	5	12-080-5FP	345030
	EMB	blauw 	80	6	5	12-080-6FP	345040
	EMB	geel 	80	7	5	12-080-7FP	345050

Fogarty® Veneuze katheter

FORTIS™ arteriële embolectomie katheter



FORTIS™ arteriële embolectomie katheter

De Fogarty® FORTIS™ katheter is speciaal ontworpen voor gebruik in het femorale gebied wanneer meer tractie nodig is voor trombotische occlusie.


- verbeterde schacht dankzij nieuw kunststofmateriaal PEBAX
- Herontwerp van de punt van de katheter
- toegenomen dikte van het ballonmateriaal (latex)
- kleurgecodeerd

1

Indikationscode	Kleur	Lengte [cm]	Kathetermaat (F)	Stuks/verpakking	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
EMB	rood/grijs 	40	4	5	12-040-4FFP	348840
EMB	rood/grijs 	80	4	5	12-080-4FFP	348830

Fogarty® Veneuze katheter

Occlusie katheter



Occlusie katheter

Voor sde nelle en gemakkelijke atraumatische, tijdelijke occlusie van bloedvaten met ballonkatheters.

• met afsluitklep

• kleurgecodeerd

1	Indicatiecode	Kleur	Lengte [cm]	Kathetermaat (F)	Stuks/verpakking	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
	OCC	groen 	40	3	1	62-040-3F	345170
	OCC	rood 	40	4	1	62-040-4F	345340
	OCC	wit 	40	5	1	62-040-5F	345350
	OCC	bruin 	80	8	1	62-080-8/14F	345120
	OCC	bruin 	80	8	1	62-080-8/22F	345110

Fogarty® Veneuze katheter

Veneuze trombectomie katheter



Veneuze trombectomie katheter

Voor veneuze trombectomie, uitgerust met extra lange, zachte punt. Ook geschikt voor tijdelijke occlusie.

• met afsluitklep

• kleurgecodeerd

1

Indikationscode	Kleur	Lengte [cm]	Kathetermaat (F)	Stuks/verpakking	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
THB	blauw	80	6	1	32-080-6F	345150
THB	bruin	80	8	1	32-080-8F	345180
THB	bruin	80	8	1	32-080-8/10F	345080

Fogarty® Veneuze katheter

Galblaas ballon katheter



Galblaas ballon katheter

Voor het verwijderen van stenen en gruis uit het galwegstelsel en voor het verrichten van diagnostische procedures.

- *kleurgecodeerd*

1

Indikationscode	Kleur	Lengte [cm]	Kathetermaat (F)	Stuks/verpakking	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
BBP	wit 	23	5	5	41-023-5FP	345090
BBP	wit 	40	5	5	41-040-5FP	345160
BBP	blauw 	23	6	5	41-023-6FP	345100

Fogarty® Veneuze katheter

Thru-lumen embolectomie katheter



Thru-lumen embolectomie katheter

De standaard voor gerichte trombectomie via een geleidingsdraad. Daarenboven irrigatie, aanbrengen van contrastvloeistof of plaatselijke lysis via de distale opening en tijdelijke occlusie van de vaten.

- met afsluitklep en ballonpoort
- kleurgecodeerd

1	Indikationscode	Kleur	Lengte [cm]	Kathetermaat (F)	Stuks/verpakking	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
	TL/EMB	groen 	40	3	1	12TLW-40-3F	345430
	TL/EMB	groen 	80	3	1	12TLW-80-3F	345440
	TL/EMB	rood 	40	4	1	12TLW-40-4F	345360
	TL/EMB	rood 	80	4	1	12TLW-80-4F	345450
	TL/EMB	wit 	40	5	1	12TLW-40-5F35	345381
	TL/EMB	wit 	80	5	1	12TLW-80-5F35	345391
	TL/EMB	blauw 	40	6	1	12TLW-40-6F	345400
	TL/EMB	blauw 	80	6	1	12TLW-80-6F	345410
	TL/EMB	geel 	80	7	1	12TLW-80-7F	345420

Fogarty® Veneuze katheter

Adherent clot katheter



Adherent clot katheter

Voor het verwijderen van adherent, trombotisch materiaal uit arteriën of synthetische vaatprothesen (ePTFE of polyester).


- *kleurgecodeerd*

1

Indikationscode	Kleur	Lengte [cm]	Kathetermaat (F)	Stuks/verpakking	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
ACC	rood 	80	4	1	140806	345290
ACC	wit 	80	5	1	140808	345240
ACC	blauw 	80	6	1	1408010	345250

Fogarty® Veneuze katheter

Graft trombectomie katheter



Graft trombectomie katheter

Voor het verwijderen van stevig, adherent, trombotisch materiaal van synthetische vaatprothesen (ePTFE of polyester). Niet gebruiken in natieve vaten!

- *kleurgecodeerd*

1

Indikationscode	Kleur	Lengte [cm]	Kathetermaat (F)	Stuks/verpakking	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
GTC	wit 	50	5	1	16-024-5F	345300
GTC	blauw 	50	6	1	16-024-6F	345310

Fogarty® Hydraclips klemmen



Fogarty® Hydraclips klemmen


Zeven verschillende ontwerpen voor optimaal klinisch gebruik met een ruime keuze aan bekombinaties.

- CV5020: Perifere vaten, carotis endarterectomie, dijslagaderprocedures of synthetische transplantaten.
- CV5025: Perifere vaten, carotis endarterectomie, femorale, iliacale popliteale, profunda- en renale slagaderprocedures of synthetische transplantaten
- CV5030: Aorta en vena cava occlusies of gastro-intestinale procedures
- CV5040: Aorta en vena cava occlusies of gastro-intestinale procedures
- CV5045: Aortakruisklem
- CV5050: Aorta-aneurysma, long- of gastro-intestinale procedures
- CV5055: Aorta-aneurysma, long- of gastro-intestinale procedures

1	Uitvoering	Lengte aansluitklemmen [cm]	Voor beklengte [mm]	Stuks/verpakking	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
	Recht	16,5	33	1	CV5020	336800
	Recht	29,2	61	1	CV5030	336820
	Recht	31,1	86	1	CV5055	336856

2	Uitvoering	Lengte aansluitklemmen [cm]	Voor beklengte [mm]	Stuks/verpakking	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
	Afgehoekt	11,8	33	1	CV5025	336810
	Afgehoekt	22,2	61	1	CV5040	336830
	Afgehoekt	21,6	61	1	CV5045	336840
	Afgehoekt	23,5	86	1	CV5050	336850

Bekcombinaties voor Fogarty® veneuze klemmen voor vaten met laag debiet



Bekcombinaties voor vaten met laag debiet


Steriele bekcombinaties voor eenmalig gebruik.

- *Dubbele hydrjaw (DHYDRA): De set met siliconen gevulde zachte rubberen bekdelen biedt het meest atraumatische alternatief voor delicate en kwetsbare bloedvaten.*
- *Dubbele softjaw (DSOF): Twee natuurrubberen bekken met luchtzakken voor een stevige en gelijkmatige druk om fibreuze bloedvaten af te klemmen.*
- *Safejaw-hydrjaw (SAFEHY): De zachte rubberen piramides van de twee bekken bieden zachte grip bij het klemmen van vaten met verkalkte laesies.*
- *Safejaw-softjaw (SAFE): De zachte grip van de bek van de Safejaw en de stevige druk van de bek van de Softjaw bieden veiligheid bij het vastklemmen van gecompliceerde, necrotische laesies.*

1

Lengte [mm]	Paar	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
33	10	DHYDRA33	348710
61	10	DHYDRA61	348720
86	10	DHYDRA86	348730
33	10	DSOFT33	348740
61	10	DSOFT61	348750
86	10	DSOFT86	348760
33	10	SAFEHY33	348770
61	10	SAFEHY61	348780
86	10	SAFEHY86	348790
33	10	SAFE33	348800
61	10	SAFE61	348810
86	10	SAFE86	348820

Bekcombinaties voor Fogarty® veneuze klemmen voor alle vaten




Bekcombinaties voor alle vaten

Steriele bekcombinaties voor eenmalig gebruik.

- *EverGrip (EVERGRIP):*
Het nieuwste synthetische rubbermateriaal met een zacht piramidevormig oppervlak.

1	Lengte [mm]	Paar	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
	33	10	Evergrip 33	336941
	61	10	Evergrip 61	336942
	86	10	Evergrip 86	336943

Bekcombinaties voor Fogarty® veneuze klemmen voor vaten met hoog debiet




Bekcombinaties voor vaten met hoog debiet

Steriele bekcombinaties voor eenmalig gebruik.

- *Hydrajaw-tractionjaw (HYDRA): De stevige poly-meertanden van de bek van de tractionjaw en het gladde, zachte oppervlak van de bek van de Hydrajaw bieden een stevige grip op vaten met gelatineuze laesies.*
- *Softjaw-tractionjaw (SOFT): De combinatie van softjaw en tractionjaw-bekken biedt de meest veilige grip op vaten met fibreuze plaque.*

1	Lengte [mm]	Paar	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
	33	10	HYDRA33	336860
	61	10	HYDRA61	336870
	86	10	HYDRA86	336880
	33	10	SOFT33	336920
	61	10	SOFT61	336930
	86	10	SOFT86	336940

Fogarty® aanbrengtang



Fogarty® aanbrengtang

Applicatie voor veerklemmen

1	Voor bekopening [mm]	Stuks/verpakking	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
	max. 6	1	CV5110	348650
	max 12	1	CV5111	348651

Veerklemmen voor Fogarty® aanbrengtang




Veerklemmen

- **Softjaw-veerclip (CSOFT):**
Dubbele bekken van natuurlijk zacht rubber zorgen voor een zachte en veilige occlusie, vooral voor delicate en onregelmatig gestructureerde vaten.
- **Safejaw-veerclip (CSAFE):**
Deze clip zorgt voor een soepele toegang met veilige hemostase door de combinatie van Safejaw en Softjaw bekken.
- **Dubbele Safejaw veerclip (CDSAFE):**
Twee Safejaw bekken bieden zachte tractie voor preciaire en kwetsbare bloedvaten.
- **Parallelbek veerklem (CPARAL):**
Twee tractionjaw-bekken van harde plastic zorgen voor maximale hemostatische veiligheid.
- **EverClip (EVERCLIP):**
Het nieuwste synthetische rubber materiaal met een zacht piramidevormig oppervlak.

1

Lengte [mm]	Paar	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
6	10	CSOFT6	348620
12	10	CSOFT12	348670
6	10	CSAFE6	348680
6	10	CDSAFE6	348690
6	10	CPARAL6	348600
12	10	CPARAL12	348610
6	10	EVERCLIP6	348655

Veerklemmen voor Fogarty® aanbrengtang



Veerklemmen

- *Dubbele softjaw clip (HCDSOFT):*
De softjaw bekken kunnen worden aangepast om de best mogelijke gelijkmatige occlusale druk te verkrijgen. Suggesties voor gebruik: Gecontroleerde, atraumatische occlusie van delicate vaten.
- *Single-softjaw-clip (HCSOFT):*
De combinatie van tractionjaw- en softjawbekken zorgt voor een stevige maar zachte grip precies waar extra tractie nodig is.

1	Lengte [mm]	Paar	Fabrikant-ID	Art.-Nr.
	8	10	HCDSOFT8	348640
	10	10	HCSOFT10	348630

Colofon

Editor: medimex GmbH, In den Fritzenstücker 9–11, 65549 Limburg - Duitsland.

Foto's/bronnen Alle rechten werden voor de catalogus vrijgegeven.

Juridische informatie: Het kopiëren en verveelvoudigen van deze catalogus, ook van delen ervan, is alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming van medimex GmbH. Wij behouden het recht voor wijzigingen aan te brengen in het assortiment.

Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Beeld-, product- en kleurafwijkingen voorbehouden Alle afbeeldingen in deze catalogus geven de afgebeelde voorwerpen weer in de toestand op het tijdstip van het ter perse gaan, latere technische of andere veranderingen behouden wij ons voor.



medimex GmbH
www.medimex.de

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex 